



ADHESIVE COMPOSITE RESIN FOR CORE BUILD UP

CLEARFIL CORE NEW BOND

ENGLISH INSTRUCTIONS FOR USE

INTRODUCTION

CLEARFIL CORE NEW BOND is a self-cure, radiopaque hybrid composite especially suitable for the construction of immediate stump structures. The contrasting aesthetically sound colour, the good adhesive properties, the characteristic setting qualities and the hardness which can be compared to dentin make it possible to build a dependable sub-structure very simply. CLEARFIL CORE NEW BOND is suitable for the construction of both vital and non-vital elements. The general clinical benefit of this product is to restore tooth function in the following INDICATIONS FOR USE.

INDICATIONS FOR USE

Composite core build-up

CONTRAINDICATIONS

Patients with a history of hypersensitivity to methacrylate monomers

INCOMPATIBILITIES

Do not use eugenol containing materials for pulp protection and temporary sealing, as they retard the curing process.

PRECAUTIONS

[Safety precautions]

1. This product contains substances that may cause allergic reactions. Avoid use of the product in patients with known allergies to methacrylate monomers or any other components.
 2. If any hypersensitivity such as dermatitis occurs, discontinue use of the product and consult a physician.
 3. Use caution to prevent the product from coming in contact with the skin or getting into the eye. Before using the product, cover the patient's eyes with a towel to protect the patient eyes from splashing material.
 4. If the product comes in contact with the human body, take the following measures:
<If the product gets in the eye>
Immediately wash the eye with copious amounts of water and consult a physician.
<If the product comes in contact with the skin>
Immediately wipe it off with a cotton pledget moistened with alcohol or gauze and wash with copious amounts of water.
 5. Use caution to prevent the patient from accidentally swallowing the product.
 6. Do not use BOND near an open flame. It contains ethanol, a flammable substance.
 7. Dispose of this product as a medical waste to prevent infection.
- [Storage precautions]
1. The product must be used by the expiration date indicated on the package.
 2. The product must be stored at 2-8°C/ 36-46°F when not in use, and must be brought to room temperature before using.
 3. Keep away from extreme heat or direct sunlight.
 4. The product must be stored in proper places where only dental practitioners can access it.

COMPONENTS

Please see the outside of the package for contents and quantity.

- 1) **Catalyst paste**
Principal ingredients
 - Bisphenol A diglycidylmethacrylate (Bis-GMA) (5-25%)
 - Triethyleneglycol dimethacrylate (TEGDMA) (< 10%)
 - Silanated glass filler (55-90%)
 - Colloidal silica (< 3%)
 - Benzoyl peroxide (< 1%)
- 2) **Universal paste**
Principal ingredients
 - Bisphenol A diglycidylmethacrylate (Bis-GMA) (10-25%)
 - Triethyleneglycol dimethacrylate (TEGDMA) (< 10%)
 - Silanated silica filler (60-80%)
 - Colloidal silica (< 3%)
 - Accelerators (< 0.3%)

Units in parentheses are mass %.

The total amount of inorganic filler is approx. 61 vol%. The particle size of inorganic fillers ranges from 0.01 µm to 56 µm.


I. Construction of vital elements

- 1.1 Cavity preparation:
Remove old restorations and excavate the cavity, while sacrificing hardly any dental tissue. It is not necessary to remove under incisions or to make them.
- 1.2 Drying the cavity:
It is preferable to work with rubber dam; however a combination of cotton wool rolls and effective aspiration will also be sufficient.
- 1.3 Applying a liner:
Depending on size and depth of the cavity, a liner of calcium hydroxide and/or glass ionomer cement should be applied.
- 1.4 Applying a matrix strip and wedges:
When necessary, apply a matrix strip and wedges.
- 1.5 Etching:
It is recommended to etch the cavity for 15 to 30 seconds with the aid of K-etchant gel. Check that the glass ionomer cement liner is not impaired. Then thoroughly rinse the cavity with a spray for at least 20 seconds after which it must be carefully dried.
From this moment onwards it is important for the cavity to remain absolutely dry and clean, in order to make an optimum adhesion process possible. Should contamination of the etched surface occur unexpectedly (for instance caused by blood or saliva), it is necessary for the entire etching procedure to be repeated.
- 1.6 Applying CLEARFIL NEW BOND:
Mix the two components, Universal Liquid and Catalyst Liquid in the proportion of 1:1.



Apply a thin coating of the mixture with a sponge on the entire wall of the cavity, the enamel and the dentin. Evaporate the solvent gently and carefully with a flow of air.

- 1.7 Mixing the pastes:
Take the relevant quantity of Universal paste from the jar with a plastic spatula and put it in the mixing dish. Take an equal quantity of Catalyst paste with the other end of the spatula. Mix both pastes vigorously and thoroughly in the mixing dish for 30 seconds.
- 1.8 Applying the composite into the cavity:
It is best to apply the mixed composite into the cavity by means of the syringe technique. Use of hand instruments however is also possible.
- 1.9 Setting time:



- 1.10 Hardening of the composite
The hardening of the composite should take place under pressure. With a plastic strip the composite in the matrix strip can be held under pressure.
- 1.11 Constructing the preparation:
1.5 minutes after the hardening, the matrix strip and wedges can be removed and crown preparation can be started directly.

II. Construction of non-vital elements

With this procedure it is assumed that the element to be restored has undergone endodontic treatment in the meantime and is strengthened with a pulpal pin. When using PANAVIA to cement the pulpal pin do not use a eugenol containing cement when closing off the root canal.

- II.1 Preparing the root canal:
Prepare the root canal according to the guidelines of the manufacturer of the pulpal pin.
- II.2 Rinsing the root canal:
Thoroughly rinse the root canal and then etch the cut tooth surface. The preparation is thoroughly rinsed with a spray and then dried.
- II.3 Keeping the preparation dry:
After the preparation is thoroughly dried it should be kept absolutely dry. In case of contamination of the preparation with saliva and/or blood the etching procedure for the rest dentin should be repeated.
- II.4 Preparation of the cementing of the pulpal pin with PANAVIA:
Dose and mix the PANAVIA powder and liquid according to the PANAVIA instructions for use.
From now on act fast, precisely according to regulations.
- II.5 Insertion of the pulpal pin with PANAVIA:
Coat the pin with PANAVIA and place it on the working table. Apply PANAVIA into the root canal by means of the lentulo needle. Then immediately insert the pin into the root canal.
N.B. delaying too long before inserting the pin can cause the PANAVIA at the bottom of the root canal to harden. PANAVIA is an anaerobic cement and sets when cut off from oxygen.
- II.6 Excess PANAVIA:
By means of the small brush spread the excess PANAVIA into a thin layer over the tooth surface and the coronary part of the pin. This thin layer functions as a bonding agent for the CLEARFIL CORE NEW BOND. Remove the excess cement with the small brush. It is not necessary to first harden the PANAVIA before proceeding with the restorative procedure. Because PANAVIA is an anaerobic cement it hardens when it is closed off from oxygen; in this case CLEARFIL CORE NEW BOND cuts out the oxygen.
- II.7 Applying a matrix strip and wedges
For the remaining restorative procedure follow sections I.7 to I.11 from the above text.

WARRANTY

Kuraray Noritake Dental Inc. will replace any product that is proved to be defective. Kuraray Noritake Dental Inc. does not accept liability for any loss or damage, direct, consequential or special, arising out of the application or use of or the inability to use these products. Before using, the user shall determine the suitability of the products for the intended use and the user assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith.

NOTE

If a serious incident attributable to this product occurs, report it to the manufacturer and the regulatory authorities of the country in which the user/patient resides.

NOTE

"PANAVIA" and "CLEARFIL" are registered trademarks or trademarks of KURARAY CO., LTD.

FRANÇAIS MODE D'EMPLOI

INTRODUCTION

CLEARFIL CORE NEW BOND est un composite hybride radiopaque auto-polymérisant particulièrement adapté à la construction de structures immédiates de moignons. La teinte contrastante et esthétique, les bonnes qualités d'adhérence, le mode de durcissement caractéristique et la dureté du matériau, qui est comparable à celle de la dentine, vous permettent de réaliser de façon simple une reconstitution professionnelle. CLEARFIL CORE NEW BOND convient aussi bien pour la reconstitution d'éléments vitaux que d'éléments non vitaux. Le bénéfice clinique général de ce produit est de restaurer la fonction dentaire pour les INDICATIONS D'UTILISATION suivantes.

INDICATIONS D'UTILISATION

Composite reconstitution de moignons

CONTRE-INDICATIONS

Patients connus pour leur hypersensibilité aux monomères de méthacrylate

INCOMPATIBILITÉS

Ne pas utiliser des matériaux à base d'eugénol pour protéger la pulpe ou pour un scellement temporaire vu que l'eugénol ralentit le durcissement.

PRÉCAUTIONS

[Consignes de sécurité]

1. Ce produit contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. L'utilisation de ce produit chez les patients présentant une allergie connue aux monomères méthacryliques ou à d'autres composants est vivement déconseillée.
 2. En cas de manifestations d'hypersensibilité (dermatites, etc.), ne plus utiliser le produit et consulter éventuellement un dermatologue.
 3. Prendre les précautions adéquates pour éviter tout contact du produit avec la peau ou les yeux. Avant d'utiliser le produit, protégez les yeux du patient des projections de produit en les recouvrant d'un linge.
 4. Si le produit entre en contact avec le corps, il faut prendre les mesures suivantes:
<En cas de contact avec les yeux>
Rincer immédiatement les yeux à l'eau courante et consulter éventuellement un ophtalmologiste.
<En cas de contact avec la peau>
Enlever immédiatement le produit à l'aide d'un tampon d'ouate ou de gaze imbibée d'alcool puis rincer abondamment à l'eau.
 5. Veillez à ce que le patient n'averse pas par inadvertance.
 6. Ne pas utiliser BOND à proximité d'une flamme nue. Il contient de l'éthanol, une substance inflammable.
 7. Mettre ce produit au rebut comme un déchet médical afin de prévenir toute infection.
- [Précautions pour le stockage]
1. Le produit doit être utilisé avant la date d'expiration indiquée sur l'emballage.
 2. Le produit devra être réfrigéré (2-8°C/ 36-46°F) lorsqu'il n'est pas utilisé. L'amener à la température ambiante de la pièce avant de l'utiliser.
 3. Ne pas exposer le produit à une chaleur extrême ou au rayonnement solaire direct.
 4. Le produit devra être conservé et utilisé soigneusement par un professionnel dentaire agréé.

COMPOSANTS

Contenu et quantités : voir sur l'emballage.

- 1) **Catalyst paste**
Principaux ingrédients
 - Bisphénol A diglycidyléméthacrylate (Bis-GMA) (5-25%)
 - Triéthylène glycol diméthacrylate (TEGDMA) (< 10%)
 - Matériau de remplissage de verre silanisé (55-90%)
 - Silice colloïdal (< 3%)
 - Peroxyde de benzoyle (< 1%)
- 2) **Universal paste**
Principaux ingrédients
 - Bisphénol A diglycidyléméthacrylate (Bis-GMA) (10-25%)
 - Triéthylène glycol diméthacrylate (TEGDMA) (< 10%)
 - Matériau de remplissage de silice silanisé (60-80%)
 - Silice colloïdal (< 3%)
 - Accélérateurs (< 0,3%)


Les unités entre parenthèses sont des % de masse.

La quantité totale de charges inorganiques est d'environ 61 vol%. La taille des charges inorganiques est comprise entre 0.01 µm et 56 µm.

I. Reconstitution d'éléments vitaux

- 1.1 Préparation de la cavité:
Retirer les anciennes restaurations et procéder à l'excavation de la cavité en limitant au minimum l'ablation de tissu dentaire. Il n'est pas nécessaire de retirer ou d'appliquer de sous-incisions.
- 1.2 Drainage de la cavité:
L'utilisation d'une digue de caoutchouc est recommandée; toutefois l'utilisation de rouleaux de coton combinée à une bonne aspiration donne également de bons résultats.
- 1.3 Application d'un fond:
En fonction de la grandeur et de la profondeur de la cavité, appliquer maintenant un fond d'hydroxyde de calcium et/ou de ciment-verre-ionomère.
- 1.4 Pose de matrice et de coins:
Poser si nécessaire une matrice et des coins.
- 1.5 Mordançage:
Mordancer la cavité pendant 15 à 30 secondes à l'aide du gel de mordançage. Prendre soin de ne pas toucher au fond de ciment-verre-ionomère ayant éventuellement été appliqué. Nettoyer ensuite à fond la cavité au spray pendant au moins 20 secondes et sécher avec soin à l'aide de la seringue à air.
A partir de ce moment-là, il est important que la cavité reste propre et sèche, afin d'assurer une adhérence optimale. Si toutefois la surface mordançée était malencontreusement contaminée (par de la salive ou du sang, par exemple), il est nécessaire de répéter toute l'opération de mordançage.
- 1.6 Application de CLEARFIL NEW BOND:
Mélanger les deux composants, l'Universal Liquid et la Catalyst Liquid, en respectant les proportions 1:1. Appliquer à l'aide d'une petite éponge une mince couche de mélange sur toute la paroi de la cavité, sur l'émail et la dentine. Evaporer le solvant avec précaution à l'aide de la seringue à air.

- 1.7 Mélange des pâtes:
Retirer du pot la quantité de Universal paste nécessaire à l'aide de la spatule en plastique et la déposer sur le bloc de mélange.
A l'aide de l'autre extrémité de la spatule, retirer ensuite une quantité égale de Catalyst paste puis mélanger intimement les deux pâtes pendant 30 secondes sur le bloc de mélange.
- 1.8 Introduction du composite dans la cavité:
Le mélange de composite s'introduit le plus facilement dans la cavité à l'aide d'une seringue.
Les instruments manuels donnent aussi de bons résultats.
- 1.9 Temps de traitement:



- 1.10 Durcissement du composite:
Le durcissement du composite doit s'effectuer sous pression. Le composite peut être maintenu sous pression dans la matrice à l'aide d'une lamelle de plastique.
- 1.11 Réalisation de la préparation:
1.5 minute après le durcissement, la matrice et les coins peuvent être retirés, et la préparation de la couronne peut immédiatement commencer.

II. Reconstitution d'éléments non vitaux

Pour cette opération, il est supposé que l'élément à restaurer a déjà fait l'objet d'un traitement endodontique et qu'il a été consolidé à l'aide d'un tenon radiculaire. Si vous cimentez le à l'aide de PANAVIA, il ne doit pas être utilisé de ciment contenant de l'eugénol pour obtenir les canaux radiculaires.

- II.1 Préparation du canal radiculaire:
Préparer le canal radiculaire en suivant les directives données par le fabricant du tenon radiculaire.
- II.2 Nettoyage du canal radiculaire:
Après avoir bien nettoyé le canal radiculaire, mordancer la surface de la dent découpée. La préparation est ensuite nettoyée en profondeur au spray puis asséchée à la seringue à air.
- II.3 La préparation doit rester sèche:
Une fois séchée, la préparation doit rester parfaitement sèche. Si la préparation est malencontreusement contaminée par de la salive et/ou du sang, la procédure de mordançage de la dentine restante doit être répétée.
- II.4 Préparation du scellement du tenon radiculaire à l'aide de PANAVIA:
Doser et mélanger la poudre de PANAVIA et le liquide conformément au mode d'emploi de PANAVIA. A partir de maintenant agir rapidement et avec détermination en suivant rigoureusement les indications données.
- II.5 Mise en place du tenon radiculaire enduite de PANAVIA:
Enduire le tenon de PANAVIA et le déposer sur la tablette de préparation. Avec un lentulo, introduire PANAVIA dans le canal radiculaire. Introduire immédiatement le tenon dans le canal radiculaire. Si l'on attend trop longtemps pour mettre le tenon en place, le PANAVIA, qui se trouve au fond du canal radiculaire durcit, du fait que le PANAVIA qui est un ciment anaérobie n'est plus au contact de l'air.
- II.6 Excédent de PANAVIA:
Répartir à l'aide du pinceau l'excédent de PANAVIA, an une mince couche recouvrant la surface de la dent et le sommet de la tige. Cette mince couche va servir de liant à CLEARFIL CORE NEW BOND. Retirer l'excédent de ciment à l'aide du pinceau.
Il n'est pas nécessaire de faire durcir le PANAVIA avant de poursuivre la restauration. Le PANAVIA, qui est un ciment anaérobie, durcit en effet quand il n'est plus au contact de l'air; dans ce cas CLEARFIL CORE NEW BOND empêche le contact avec l'air.
- II.7 Pose de la matrice et des coins
Pour la poursuite de la restauration suivre les points I.7 - I.11 du texte ci-dessus.

GARANTIE

Kuraray Noritake Dental Inc. s'engage à remplacer tout produit défectueux. Kuraray Noritake Dental Inc. ne sera pas tenu pour responsable des pertes ou dommages directs ou indirects, ou inhabituels, découlant de l'emploi du produit ou d'un emploi non approprié. Avant utilisation, l'utilisateur s'engage à vérifier que les produits sont bien appropriés à l'usage qu'il compte en faire et l'utilisateur endosse tous risques et responsabilités associés.

REMARQUE

Si un incident sérieux imputable à ce produit a lieu, le rapporter au fabricant et aux autorités réglementaires du pays dans lequel l'utilisateur/patient réside.

REMARQUE

«PANAVIA» et «CLEARFIL» sont des marques déposées ou des marques commerciales de KURARAY CO., LTD.

ESPAÑOL MODE DE EMPLEO

INTRODUCCIÓN

CLEARFIL CORE NEW BOND es un compuesto híbrido radiopaco de autocurado especialmente apropiado para la construcción de estructuras de raigón inmediatas. El color acertado, estético y de gran contraste, las excelentes propiedades adhesivas, el característico proceso de endurecimiento y el grado de dureza, comparable al de la dentina, le permitirán realizar perfectas reconstrucciones de forma sencilla. CLEARFIL CORE NEW BOND es aplicable a elementos vitales y no vitales. El beneficio clínico general de este producto es restaurar la función dental para las siguientes INDICACIONES PARA EL USO.

INDICACIONES PARA EL USO

Compuesta reconstrucción de muñones

CONTRAINDICACIONES

Pacientes con un historial de hipersensibilidad ante los monómeros de metacrilato

INCOMPATIBILIDADES

No deben usarse materiales que contengan eugenol para protección de la pulpa o para el sellado provisional, ya que retrasan el proceso de polimerización.

PRECAUCIONES

[Precauciones de seguridad]

1. Este producto contiene sustancias que pueden originar reacciones alérgicas. Evite el uso del producto en pacientes con alergias conocidas a los monómeros de metacrilato o a cualesquiera de los demás componentes.
 2. Si se produce algún tipo de hipersensibilidad, como, por ejemplo, una dermatitis, interrumpa el uso del producto y consulte a un médico.
 3. Ponga cuidado en evitar que el producto entre en contacto con la piel o entre en los ojos. Antes de usar el producto, cubra los ojos del paciente con una toalla para evitar que entren en ellos salpicaduras del material.
 4. Si el producto entra en contacto con el cuerpo, adopte las medidas siguientes:
<Si se mete en los ojos>
Lave inmediatamente con abundante cantidad de agua y consulte a un médico.
<Si el producto entra en contacto con la piel>
Enjuague inmediatamente con algodón o gasa impregnados de alcohol y lave.
 5. Tenga cuidado en impedir que el paciente ingiera el producto por accidente.
 6. No use el BOND cerca de una llama al aire. Contiene etanol que es una sustancia inflamable.
 7. Elimine este producto como residuo médico para prevenir infecciones.
- [Precauciones de almacenamiento]
1. No utilizar el producto una vez transcurrida la fecha de caducidad indicada en el envase.
 2. El producto deberá refrigerarse (2-8°C/ 36-46°F) cuando no se use; permita que éste adquiera la temperatura ambiente antes de usarlo.
 3. No exponga el producto a calor excesivo ni a la luz solar directa.
 4. El producto debe ser almacenado en lugares adecuados a los que sólo tengan acceso los profesionales dentales.

COMPONENTES

Por favor, vea el exterior del envase para conocer el contenido y la cantidad.

- 1) **Catalyst paste**
Ingredientes principales
 - Diglicidimetacrilato A bisfenol (Bis-GMA) (5-25%)
 - Dimetacrilato trietileneglicol (TEGDMA) (< 10%)
 - Empaste de vidrio silanado (55-90%)
 - Silicio colloidal (< 3%)
 - Peróxido de benzilo (< 1%)
- 2) **Universal paste**
Ingredientes principales
 - Diglicidimetacrilato A bisfenol (Bis-GMA) (10-25%)
 - Dimetacrilato trietileneglicol (TEGDMA) (< 10%)
 - Empaste de silicio silanado (60-80%)
 - Silicio colloidal (< 3%)
 - Aceleradores (< 0,3%)


Las unidades entre paréntesis son % en masa.

La cantidad total de relleno inorgánico es aproximadamente de 61 vol%. El tamaño de la partícula de las cargas inorgánicas va desde 0.01 µm a 56 µm.

I. Reconstrucción de elementos vitales

- 1.1 Preparación de la cavidad:
Retire las restauraciones antiguas y excave la cavidad con una reducción mínima de tejido. No es necesario suprimir o realizar incisiones subyacentes.
- 1.2 Desección de la cavidad:
Es aconsejable el uso del dique de goma, aunque también es suficiente una combinación de rollos de algodón y una succión efectiva.
- 1.3 Aplicación de la capa subyacente:
Aplique ahora, teniendo en cuenta el tamaño y la profundidad de la cavidad, una capa de hidróxido de calcio y/o de cemento ionómero de vidrio.
- 1.4 Aplicación de cuñas y tira matriz:
Si es necesario coloque cuñas y tira matriz.
- 1.5 Fresado:
Frese la cavidad de 15 a 30 segundos utilizando el gel K-etchant. Procure respetar el cemento ionómero de vidrio que eventualmente se haya aplicado. A continuación pulverice la cavidad durante 20 segundos, como mínimo, hasta limpiarla perfectamente y acto seguido séquela cuidadosamente con corriente de aire. Es fundamental que la cavidad permanezca limpia y seca a partir de este momento, con el fin de conseguir un óptimo proceso adhesivo. Si en la superficie fresada tiene lugar una infiltración inesperada (de saliva o sangre, por ej.) se deberá repetir todo el proceso de fresado.
- 1.6 Aplicación de CLEARFIL NEW BOND:
Mezcle ambos componentes, Universal Liquid y Catalyst Liquid en una proporción de 1:1. Aplique la mezcla con una esponja en una fina película a las paredes de la cavidad, al esmalte y a la dentina. Haga evaporarse el disolvente con precaución valiéndose de un inyector de aire.

- 1.7 Mezclado de las pastas:
Con una espátula de plástico tome una cantidad de la Universal paste del tarro y colóquela en la cubeta. A continuación tome una cantidad equivalente de Catalyst paste con el extremo opuesto de la espátula. Mezcle concienzudamente los dos componentes en la cubeta durante 30 segundos.
- 1.8 Aplicación del compuesto en la cavidad:
Utilizando una técnica inyectora puede aplicar fácilmente el compuesto resultante en la cavidad. El instrumental manual es también adecuado.
- 1.9 Tiempo de acción:



- 1.10 Endurecimiento del compuesto:
El endurecimiento del compuesto debe realizarse bajo presión. El compuesto se puede mantener en la tira matriz bajo presión con ayuda de una banda de plástico.
- 1.11 Realización de la preparación:
Al cabo de 1.5 minuto de haberse producido el endurecimiento, puede retirar la tira matriz y la cuña, comenzando acto seguido con la preparación de la corona.

II. Reconstrucción de los elementos no vitales

Este procedimiento implica que el elemento a restaurar ha pasado ya por un tratamiento endodóntico y va a ser reafirmado con un perno pulpar. En caso de utilizar PANAVIA para cementar el perno pulpar, no puede emplearse un cemento conteniendo eugenol para la oclusión del canal radicular.

- II.1 Preparación del canal radicular:
Siga las instrucciones del fabricante del perno pulpar para preparar el canal radicular.
- II.2 Limpieza del canal radicular:
Limpie profundamente el canal radicular y frese e continuación la superficie dental seccionada. Pulverice la preparación intensamente hasta quedar limpia, secándola después con aire.
- II.3 Mantenimiento de la cavidad seca:
Es necesario que la cavidad permanezca completamente seca después de la operación de secado con aire. En caso de infiltración de saliva y/o sangre, se deberá repetir el proceso de fresado en el resto de dentina.
- II.4 Preparación del cementado del perno pulpar con PANAVIA:
Según el modo de empleo del preparado PANAVIA, se deberá dosificar y mezclar el polvo y el líquido. A partir de este momento actúe rápida y decididamente, siguiendo las indicaciones al pie de la letra.
- II.5 Colocación del perno pulpar con PANAVIA:
Cubra el perno con PANAVIA y colóquelo sobre la placa de trabajo. Con la aguja espiral introduzca la PANAVIA en el canal radicular. Inmediatamente después inserte el perno en el canal radicular. Si se tarda demasiado en colocar el perno, se endurece la PANAVIA que se encuentra en el fondo del canal radicular al quedar aislada del aire, puesto que es un cemento anaerobio.
- II.6 Exceso de PANAVIA:
Reparta el exceso de PANAVIA con un pincel hasta lograr una fina película sobre la superficie dentaria y la parte coronaria del perno. Esta fina capa actúa de agente adhesivo para el CLEARFIL CORE NEW BOND. El cemento sobrante se retira con el pincel.
No es necesario endurecer la PANAVIA antes de seguir con el proceso restaurador. Al ser la PANAVIA un cemento anaerobio, se endurece cuando se le aísla del aire; en este caso el CLEARFIL CORE NEW BOND elimina el aire.
- II.7 Colocación de la tira matriz y cuñas
Para continuar el proceso de restauración siga los puntos: del I.7 al I.11 inclusive del texto precedente.

GARANTÍA

Kuraray Noritake Dental Inc. sustituirá cualquier producto que resulte defectuoso. Kuraray Noritake Dental Inc. no acepta responsabilidad alguna por pérdida o daño, directo, indirecto, resultante o especial, derivado de la aplicación o el uso o la incapacidad para utilizar estos productos. Antes de la utilización, el usuario determinará la idoneidad de los productos para el uso previsto y el usuario asume todo riesgo y responsabilidad en relación con esto.

NOTA

Si se produce un incidente grave atribuible a este producto, informe al fabricante y a las autoridades reguladoras del país de residencia del usuario o paciente.

NOTA

"PANAVIA" y "CLEARFIL" son marcas registradas o marcas comerciales de KURARAY CO., LTD.

