

„CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 UNIVERSAL“ ATSPALVIAI

KLINIKINIS ATVEJIS



DR. LUCA DUSI

- 2010 m. Milano universitete baigė odontologijos ir dantų protezavimo studijas su pagyrimu.
- 2011–2012 ir 2012–2013 m. dirbo Milano-Bikoka universiteto protezavimo technologijų dėstytoju.
- SIdp (Italijos periodontologijos draugijos) ir AIC (Italijos konservatyviosios odontologijos akademijos) narys.

Vien dėl estetinių priežasčių pacientas paprašė rekonstruoti kūgio formos viršutinį dešinįjį lateralinį kandį (12). Pacientui buvo pasiūlytas gydymas, apimantis pirmąją ortodontinės terapijos fazę, kuria siekiama atkurti erdvę, reikalingą lateraliniam kandžiui rekonstruoti iki idealaus dydžio. Pacientui atsisakius atlikti šią ortodontinę terapiją, buvo nuspręsta dantį rekonstruoti kompozicine derva ir pritaikyti jo dydį prie jau esamos vietos.

Naudota surišimo sistema – „CLEARFIL™ SE BOND 2“, o restauracija sukurta naudojant naująjį „CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal“ kompozitą. Nors ši medžiaga skirta vieno atspalvio technikai, ir vos du atspalviai atitinka priekinių dantų atspalvius, nusprendžiau sujungti abi pastas, kad pasiektčiau geriausią įmanomą rezultatą. Šoninio kandžio kakleliui ir centrinei daliai rekonstruoti buvo naudojamas atspalvis UD (universalus tamsus). Incizinio ploto dalis buvo rekonstruota naudojant UL (universalus šviesus).



Pav. 1.

Pirminė kūgio formos viršutinio dešiniojo lateralinio kandžio padėtis (12)



Pav. 2.

Pirminės situacijos vaizdas, nufotografuotas naudojant poliarizacinį filtrą, siekiant įvertinti atspalvį



Pav. 3.

Pasirinktas naujas „CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal“ kompozitas, turintis vos du priekinės dantų srities atspalvius. Siūloma gera optinė integracija „Kuraray Noritake Dental“ šviesos sklaidos technologijos dėka



Pav. 4.

Atspalvio taikymas naudojant sukietėjusius „CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal“ UL (universalus šviesus) ir UD (universalus tamsus) mėginius ant dantų paviršių



Pav. 5.

Izoliavimas koferdamu



Pav. 6.

Naudojamas „CLEARFIL™ SE BOND 2“ tvirtam ryšiui tarp danties struktūros ir kompozicinės medžiagos sukurti



GALUTINĖ PADĖTIS

Pav. 7.

Universalus kompozitas puikiai prisitaiko prie gretimų dantų savo spalva ir paviršiaus apdaila

„CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal“ atspalviai

NORĖDAMI GAUTI DAUGIAU INFORMACIJOS, APSILANKYKITE
MŪSŲ SVETAINĖJE

KĄ RASITE SVETAINĖJE

- ✓ Bendrą informaciją apie „CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal“ atspalvius.
- ✓ Visą gaminių asortimentą.
- ✓ Saugos duomenų lapus.



KURARAYNORITAKE.EU/LT/CLEARFIL-MAJESTY-ES2-UNIVERSAL