

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS

Universalus protezų praimeris
tiems, kurie vertina procedūrų
paprastumą



UNIVERSALUS PROTEZŲ PRAIMERIS ĮVAIRIEMS CEMENTAMS IR TAISYMO BŪDAMS

„CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS“ apima tiek „Kuraray Noritake Dental“ originalius MDP monomerus, tiek silano monomerus. Taip puikiai ir stipriai surišama visų tipų keramika, tiek stiklo, tiek oksido keramikos kompozitai ir netgi metalai, kuriuos naudojant darbas itin paprastas.

„CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS“ skirtas naudoti siekiant:



Protezų restauracijų, padarytų iš keramikos*,
hibridinės keramikos, kompozito dervos ar
metalo, paviršiaus apdorojimas.



Sulūžusių restauracijų, padarytų keramikos*,
hibridinės keramikos, kompozito dervos ar
metalo, taisymas burnoje.

* Metalų oksidai, stiklo keramika.



STIPRAUS SURIŠIMO TECHNOLOGIJOS

Kaip galima stipriai surišti visas restauracijos medžiagas vienu grunto buteliuku? Viską atlieka cheminės medžiagos. Originalūs MDP monomerai stipriai susiriša su metalais ir cirkoniu. Silano rišiklis y MPS tą patį atlieka su kompozitais ir silicio pagrindo keramika.



TIESIOG UŽDĖKITE IR IŠDŽIOVINKITE

„CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS“ gali būti dedamas ant visų restauracijų paviršių atlikus reikiamą išankstinį gydymą. Iš anksto gydykite klijuojamą restauracijos paviršių, kaip nurodyta:



● Nušlifukite, nuskalaukite ir išdžiovinkite

● Dėkite hidrofluorido rūgšties, nuskalaukite ir išdžiovinkite*

● Dėkite „K-ETCHANT“ švirkštą, palikite 5 sekundes, nuskalaukite ir išdžiovinkite

* Jei jūsų laboratorija jau gydė naudodama hidrofluorido rūgštį, valymas ir aktyvavimas pasitelkus „K-ETCHANT“ švirkštą prieš dedant „CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS“ yra rekomenduojamas.

**Kai naudojamas „PANAVIA™ V5“ arba „CLEARFIL™ DC CORE PLUS“.

PAVYZDYS: NAUDOJANT SU „PANAVIA™ V5“



Dėkite „CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS“ ant apdoroto lipnaus restauracijos paviršiaus teptuku ir gerai išdžiovinkite visą paviršių naudodami švelnią oro srovę be aliejaus.



Gruntuokite, kaip nurodyta, pvz., „PANAVIA™ V5 Tooth Primer“ (uždėkite, palaukite 20 sek. ir gerai išdžiovinkite švelnia oro srove).



Cementuokite protezą dervos cementu (pvz., pasta „PANAVIA™ V5“), vadovaudamiesi naudojimo instrukcija.

„CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS“ puikiai dera su cemento dervos klijais „PANAVIA™ V5“ patikimoms cementavimo procedūroms.



„KATANA™ Cleaner“ yra pirmasis intraoralinis ir ekstraoralinis valiklis, jis pašalina nešvarumus ir optimizuoja adhezijos procedūras.

GAMINIŲ ASORTIMENTAS

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS - #3637-EU
(4 ml)



„PANAVIA™ V5“ PROFESIONALUS RINKINYS - #3600-EU

„PANAVIA™ V5 Tooth Primer“ (2 ml), „CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS“ (2 ml), „PANAVIA™ V5 Paste“ [po vieną švirkštą po vieną atspalvį (2,4 ml / 4,2 g): universalus (A2), skaidrus, rudas, baltas, matinis], „PANAVIA™ V5 Try-in Paste“ [po vieną švirkštą po vieną atspalvį (1,8 ml): universalus (A2), skaidrus, rudas, baltas, matinis; „K-ETCHANT“ švirkštas (3 ml), 30 maišymo antgalių, 10 „Endo“ antgalių, 50 šepetėlių (lygių), 1 maišymo indas, 20 adatos antgalių



„PANAVIA™ V5“ STANDARTINIS RINKINYS
Universal (A2) #3601-EU - Clear #3602-EU

„PANAVIA™ V5 Tooth Primer“ (2 ml), „CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS“ (2 ml), „PANAVIA™ V5 Paste“ [po vieną švirkštą po vieną atspalvį (4,6 ml / 8,1 g): universalus (A2) arba skaidrus], „K-ETCHANT“ švirkštas (3 ml), 15 maišymo antgalių, 5 „Endo“ antgaliai, 50 šepetėlių (lygių), 1 maišymo indas, 20 adatos antgalių



„PANAVIA™ V5“ ĮVADINIS RINKINYS
Universal (A2) #3604-EU - Clear #3605-EU

„PANAVIA™ V5 Tooth Primer“ (2 ml), „CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS“ (2 ml), „PANAVIA™ V5 Paste“ [po vieną švirkštą po vieną atspalvį (2,4 ml / 4,2 g): universalus (A2) arba skaidrus], 10 maišymo antgalių, 50 šepetėlių (lygių), 1 maišymo indas



KONTAKTAI

Kuraray Europe Benelux, Nordics & Baltics
Margadantstraat 20
1976 DN IJmuiden
Olandija
infobaltics@kuraray.com
www.kuraraynoritake.eu

- Prieš naudodami šį gaminį, būtina perskaitykite kartu su gaminiu pateiktas naudojimo instrukcijas.
- Produkto savybės ir išvaizda gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.
- Spalva spaudinyje gali skirtis nuo tikrosios spalvos.

„CLEARFIL“ ir „PANAVIA“ yra „KURARAY CO., LTD“ priklausantys prekių ženklai.



Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japonija
www.kuraraynoritake.com



07/2020 MKA00623