

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 UNIVERSAL SHADES

CAS CLINIQUE



CAS PRÉSENTÉ PAR LE DR LUCA DUSI

- Diplôme de dentisterie et prothèse dentaire obtenu avec distinction en 2010 à l'Université de Milan.
- Professeur universitaire en technologie prothétique à l'Université de Milan-Bicocca en 2011/2012 et 2012/2013.
- Affilié à la SIdp (Société Italienne de Parodontologie et d'Implantologie) et à l'AIC (Académie Italienne de Conservation).

Cette patiente souhaitait - pour des raisons purement esthétiques - une reconstruction de son incisive latérale droite supérieure (12). Dans un premier temps un traitement orthodontique nécessaire afin de libérer l'espace pour la reconstruction de l'incisive latérale aux dimensions idéales avait été proposé. La patiente a toutefois refusé ledit traitement. Dès lors, il a été décidé de réparer la dent avec un composite et d'adapter les dimensions à l'espace déjà disponible.

CLEARFIL™ SE BOND 2 a été utilisé comme système adhésif et la restauration a été réalisée avec le nouveau composite CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal. Bien que ce matériau ait été développé pour une technique à couleur unique avec seulement deux couleurs assorties aux couleurs des dents antérieures, j'ai opté pour une combinaison de deux pâtes afin d'obtenir un résultat optimal. La couleur UD (Universal Dark) a été utilisée pour la reconstruction des parties cervicale et centrale de l'incisive latérale ; la couleur UL (Universal Light) ayant servi pour la restauration de la partie incisale.



III. 1.

Situation initiale avec une incisive latérale droite supérieure conique (12).



III. 2.

Photo de la situation initiale, prise avec un filtre polarisant pour déterminer la couleur.



III. 3.

Le choix s'est porté sur le nouveau composite CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal avec seulement deux couleurs pour la zone antérieure. Celui-ci assure une bonne intégration optique grâce à la technologie de diffusion de la lumière de Kuraray Noritake Dental.



III. 4.

Détermination de la couleur à l'aide d'échantillons polymérisés de CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal UL (Universal Light) et UD (Universal Dark) sur les surfaces des dents.



III. 5.

Isolation avec digue en caoutchouc .



III. 6.

Utilisation de CLEARFIL™ SE BOND 2 pour une liaison solide entre la structure dentaire et le matériau composite.



RÉSULTAT FINAL

III. 7.

Sur le plan de la couleur et de la finition superficielle, le composite universel s'harmonise joliment avec les dents périphériques.

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2

Universal shades

VISITEZ NOTRE PAGE PRODUITS EN LIGNE POUR PLUS DE DÉTAILS

VOUS TROUVEREZ EN LIGNE LES INFORMATIONS SUIVANTES

- ✓ Informations générales sur CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal shades
- ✓ Intégralité de l'assortiment de produits
- ✓ Fiches d'informations sur la sécurité



KURARAYNORITAKE.EU/BE_FR/CLEARFIL-MAJESTY-ES2-UNIVERSAL