

Restaurationskomposite

Übersicht

	Klasse I	Klasse II	Klasse III	Klasse IV	Klasse V
CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic 					
CLEARFIL MAJESTY™ Posterior 					
CLEARFIL MAJESTY™ Flow 					
CLEARFIL™ AP-X 					
CLEARFIL™ FII 					
CLEARFIL™ ST OPAQUER 					
CLEARFIL™ PHOTO POSTERIOR 					
CLEARFIL™ POSTERIOR 3 					
CLEARFIL™ DC CORE AUTOMIX 					
CLEARFIL™ PHOTO CORE 					
CLEARFIL™ CORE 					

Stumpfaufbau	Lichthärtend	Selbsthärtend	Radioopak	Erhältliche Farbschattierungen	Seitenzahl
	✓		✓	Standardfarben: 9, Zusatzfarben: 8	36
	✓		✓	6	38
	✓		✓	9	40
	✓		✓	14	42
		✓		1	44
	✓			2	47
	✓		✓	6	45
		✓	✓	1	46
✓	✓	(✓)	✓	2	48
✓	✓		✓	1	50
✓		✓	✓	1	51

(): möglich

(): selbsthärtende Eigenschaften