




LEŠTĚNÍ S

# ***TWIST™ DIA for Composite***

Přirozený lesk v pouhých 2 krocích



● **MEDIUM**  
(STŘEDNÍ) PŘEDLEŠTĚNÍ



● **FINE (VYSOKÝ)**  
LEŠTĚNÍ DO VYSOKÉHO LESKU

# NEJSNAŽŠÍ ZPŮSOB, JAK VYTVOŘIT PŘIROZENÝ LESK

LEŠTÍTKA TWIST™ DIA JSOU URČENA PRO VŠECHNY DRUHY KOMPOZITŮ. LEŠTÍTKO PRO „PŘEDLEŠTĚNÍ“ VYTVOŘÍ FINÁLNÍ TVAR Z JAKÉHOKOLI ÚHLU. S „LEŠTÍTKEM PRO VYSOKÝ LESK“ MŮŽETE DOSÁHNOUT PŘIROZENÉHO VYSOKÉHO LESKU BĚHEM NĚKOLIKA SEKUND. LEŠTÍTKA TWIST™ DIA JSOU STERILIZOVATELNÁ V AUTOKLÁVU, A TEDY OPAKOVANĚ POUŽITELNÁ. KOMBINACE FLEXIBILNÍCH KOMPONENTŮ A DIAMANTOVÝCH ČÁSTIC VÁM PŘI KAŽDÉM POUŽITÍ POSKYTNE DOKONALÝ VÝSLEDEK S VYSOKÝM LESKEM!

## VÝHODY

- Snadný postup leštění díky pouhým 2 leštítkům
  - Leštítka pro předleštění pro vyhlazení povrchu
  - Leštítka pro vysoký lesk pro vytvoření přirozeného lesku
- Sterilizovatelné a opakovaně použitelné
- Ekonomická efektivita díky vysoké odolnosti a opakované použitelnosti
- Obsahuje 100 % diamantová zrna – žádné náhražky ani levnější abrazivní částice


**NASKENUJTE  
PRO ZOBRAZENÍ  
NÁVODU  
K PRODUKTU**



Okluzálně



Incizálně



Labiálně



Bukálně



Lingválně



Aproximálně

## DOPORUČENÉ A MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTI ROTACE

Doporučená rychlost: 3.000 – 8.000 ot./min pro Medium/Fine

Maximální rychlost: 20.000 ot./min

## **TWIST™ DIA for Composite**

Systém pro dokončování a leštění kompozitů

#1201-IP 14mm Úvodní sada (6 ks)

#1202-IP 14mm Doplnující sada pro předleštění (10 ks)

#1203-IP 14mm Doplnující sada pro vysoký lesk (10 ks)

#1204-IP 14mm Zkušební sada (2 ks)

#1211-IP 10mm Úvodní sada (6 ks)

#1212-IP 10mm Doplnující sada pro předleštění (10 ks)

#1213-IP 10mm Doplnující sada pro vysoký lesk (10 ks)

#1214-IP 10mm Zkušební sada (2 ks)

#1221-IP Kombinovaná sada pro předleštění (10 ks)

#1222-IP Kombinovaná sada pro leštění do vysokého lesku (10 ks)

## LEŠTĚTE ZIRKON S TWIST™ DIA

Inovativní tvar s flexibilními lešticími lamelami nabízí zubnímu lékaři řadu výhod při použití pro vynikající výsledky leštění. Více informací: [kuraraynoritake.eu/twist-dia](http://kuraraynoritake.eu/twist-dia)

Před použitím tohoto produktu si přečtěte návod k použití.

Specifikace a vzhled produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Vytisknutá barva se může mírně lišit od skutečné barvy.

### Distributor:

Kuraray Europe GmbH, BU Medical Products, Philipp-Reis-Str. 4, 65795 Hattersheim am Main, Německo  
+48 662 281 282, dental-EasternEurope@kuraray.com, [www.kuraraynoritake.eu/cz](http://www.kuraraynoritake.eu/cz)



06/2021