

UNIWERSALNY, JEDNOETAPOWY, SAMOADHEZYJNY CEMENT KOMPOZYTOWY

PANAVIA™ SA Cement Universal



WIĄŻE Z CERAMIKĄ SZKLANĄ, NIE WYMAGA ODDZIELNEGO PRIMERA

PANAVIA™ SA Cement Universal to nowatorski produkt w dziedzinie adhezyjnych cementów kompozytowych, zawierający unikalny monomer LCSi. Zapewnia on wiązanie z praktycznie każdym materiałem, w tym z ceramiką szklaną, bez potrzeby stosowania oddzielnego primera. Jedna procedura dla wszystkich przypadków cementowania adhezyjnego.

Dzięki wyjątkowemu silanowemu środkowi sprzegającemu obecnemu w paście — monomerowi LCSi — cement zapewnia silne i trwałe wiązanie chemiczne z porcelaną, dwukrzemianem litu i kompozytem. Oryginalny monomer MDP wchodzący w skład pasty umożliwia również chemiczną reaktywność z tlenkiem cyrkonu, zębina i ze szklivem.

Opierając się na sukcesie naszego cementu PANAVIA™ SA Cement Plus, PANAVIA™ SA Cement Universal ma również ten sam szeroki zakres wskazań adhezyjnych i nadaje się do cementowania koron, mostów, wkładów koronowych typu inlay i onlay, a nawet mostów, adhezyjnych. Dzięki skutecznej, jednoetapowej formule, cementowanie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Produkt jest dostępny w wersjach automix i do mieszania ręcznego.

WSKAZANIA

- ✓ cementowanie koron, mostów oraz wkładów koronowych typu inlay i onlay
- ✓ cementowanie uzupełnień protetycznych na implantach i łącznikach
- ✓ cementowanie mostów adhezyjnych i szyn
- ✓ cementowanie wkładów koronowo-korzeniowych
- ✓ bonding wypełnień amalgamatowych

ZALETY

- ✓ szeroki zakres zastosowań, w tym mosty adhezyjne i dwukrzemian litu
- ✓ przechowywanie w temperaturze pokojowej¹
- ✓ wygodna aplikacja z niewielkim naciskiem
- ✓ ulepszona końcówka endo dla łatwiejszej aplikacji w kanałach korzeniowych
- ✓ mieszanie ręczne i w strzykawce Automix

PRZEŁOMOWY PRODUKT OPRACOWANY PRZEZ LIDERA W DZIEDZINIE ADHEZJI I SILANIZACJI



Unikalny monomer LCSi tworzy silne wiązanie chemiczne z porcelaną, dwukrzemianem litu i kompozytami.



Oryginalny monomer MDP² tworzy silne wiązanie chemiczne ze szklivem, zębina, stopami metali i z tlenkiem cyrkonu.

NR KATALOGOWY	PANAVIA™ SA CEMENT UNIVERSAL	ZAWARTOŚĆ PRODUKTU
#4202-EU	Handmix Universal (A2)	1 strzykawka danego odcienia (9,2g / 5,0 ml)
#4203-EU	Handmix White	1 strzykawka danego odcienia (9,2g / 5,0 ml)
#4204-EU	Handmix Translucent	1 strzykawka danego odcienia (9,2g / 5,0 ml)
#4206-EU	Handmix Double Pack Universal (A2)	2 strzykawki danego odcienia (9,2g / 5,0 ml), szpatułka do mieszania, płytka do mieszania
#4212-EU	Automix Universal (A2)	1 strzykawka danego odcienia (8,2g / 4,6 ml), 20 końcówek mieszających
#4213-EU	Automix White	1 strzykawka danego odcienia (8,2g / 4,6 ml), 20 końcówek mieszających
#4214-EU	Automix Translucent	1 strzykawka danego odcienia (8,2g / 4,6 ml), 20 końcówek mieszających
#4210-EU	Automix Value Pack Universal (A2)	3 strzykawki danego odcienia (8,2g / 4,6 ml), 40 końcówek mieszających, 10 końcówek Endo (SS)
#4211-EU	Automix Value Pack Translucent	3 strzykawki danego odcienia (8,2g / 4,6 ml), 40 końcówek mieszających, 10 końcówek Endo (SS)
#4218-EU	Automix Mixing tip (Regular)	20 końcówek mieszających
#4221-EU	Automix Endo tip (SS)	20 końcówek Endo (SS)

¹ poniżej 25°C pomimo obecności silanu (LCSi). ² Oryginalna technologia MDP. Na ostateczny wynik mogą mieć wpływ drobne różnice warunków oceny określone przez normy ISO.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową kuraraynoritake.eu/panavia-sa-cement-universal