

PANAVIA™ V5

**ÉÉN CEMENT.
ALLE CEMENTEERINDICATIES.
VOORSPELBARE PROCEDURE.**



Er is geen ander cement dat zo gebruiksvriendelijk en consistent qua procedure is. Sterker nog, de ongeëvenaarde eenvoud en voorspelbaarheid van PANAVIA™ V5 zijn zonder meer verbluffend.

Altijd dezelfde cementeerprocedure is: altijd de speciale PANAVIA™ V5 Tooth Primer voor de voorbehandeling van het tandweefsel. En altijd CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS om de restauratie te primen.

In 1983, introduceerde Kuraray het composietcement PANAVIA™ EX en daarmee tevens ons gepatenteerde adhesieve MDP-monomeer. Sindsdien is het MDP-monomeer herhaaldelijk klinisch bewezen en is het binnen de sector al zo'n 35 jaar de maatgevende norm voor adhesie. PANAVIA™ V5 is de nieuwste aanvulling op de PANAVIA™ cementlijn en betekent een nieuwe benchmark op het gebied van adhesief cementeren; het staat namelijk garant voor hechtkracht, zelfs bij alleen zelfuitharding, die gelijk is aan die van CLEARFIL™ SE BOND, onze 'gouden standaard' voor lichtuithardende bondingproducten.

PANAVIA™ V5

ÉÉN CEMENT. ALLE CEMENTEERINDICATIES. VOORSPELBARE PROCEDURE.

PANAVIA™ V5 zorgt voor een sterke hechting, niet alleen aan hydroxyapatiet, maar ook aan metalen en zirkoniumoxide. Het kan worden gebruikt bij alle klinische cementeerindicaties, onder andere voor kronen, veneers, inlay's/onlay's, bruggen, kronen/abutments op implantaten en stiften. Met PANAVIA™ V5 volgt u altijd dezelfde procedure: voorziening opruwen en primen, tand primen, cement aanbrengen op de voorziening en vastzetten.

ESTHETISCHE STABILITEIT BIJ KLEURVORMING

Als het gaat om het vasthouden van de kleur bij esthetisch cementeren, heeft conventioneel composietcement de neiging om in de loop van de tijd te verkleuren. Met PANAVIA™ V5 biedt Kuraray Noritake Dental een amine-vrije pasta in vijf verschillende kleuren - Universal (A2), Clear, Brown (A4), White en Opaque – die een aanzienlijk minder kleurverandering na het uitharden vertoont dan cement op amine-basis. Bovendien kunt u de kleur vóór uitvoering zorgvuldig simuleren met de nieuwe PANAVIA™ V5 try-in pasta.



PANAVIA™ V5 TOOTH PRIMER

Van vrijwel alle types dual-cure composietcement is bekend dat lichtuitharding onontbeerlijk is om een aanvaardbare hechtsterkte te realiseren. Dankzij de continue focus van Kuraray Noritake Dental op R&D bevat PANAVIA V5 Tooth Primer op basis van het MDP-monomeer een nieuwe katalysator als oplossing voor dit probleem. Het zorgt voor een optimalisering van de uitharding vanaf het moment dat het cement met de primer in aanraking komt; dit leidt dan weer tot een hoge mate van conversie van monomeer tot polymeer. PANAVIA™ V5 betekent een mijlpaal op het gebied van adhesie; het levert namelijk een verhoofde hechtsterkte aan tandweefsel, zelfs bij gebruik in de zelfuithardende modus.



PRIMEN MET CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS

PANAVIA™ V5 is ontwikkeld voor gebruik samen met CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS, een stabiele universele primer, die het originele MDP-monomeer van Kuraray Noritake Dental en een silaanmonomeer bevat. Daardoor hecht het product zich aan alle keramische materialen op silicabasis (inclusief lithium disilicaat), zirkonium, composieten en metalen. Het biedt een uitstekende hechtsterkte voor al deze materialen en staat tevens garant voor eenvoudige procedures.

Ga naar www.kuraraynoritake.eu/en/panavia-v5.html om te zien hoe u PANAVIA™ V5 kunt inpassen in uw workflow bij restauraties.

