

**РОЗДІЛ 1: Назва речовини/суміші і підприємства**

- **1.1 Ідентифікатор продукту**
- **Торгова назва:** CLEARFIL LINER BOND F ; BOND
- **Артикул №** 191-B
- **Реєстраційний номер** Не застосовується
- **1.2 Важливе ідентифіковане застосування речовини/суміші і nereкомендовані застосування**  
Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
- **Застосування речовини/суміші** Стоматологічний матеріал
- **1.3 Інформація щодо постачальника, який надає паспорт безпеки**
- **Постачальник**  
Kuraray Europe GmbH  
Philipp-Reis-Str. 4,  
65795 Hattersheim am Main  
Germany  
Phone: +49 (0)69 305 35835  
E-mail: dental.eu@kuraray.com
- **Відділ, який надає довідкову інформацію:** Постачальник
- **1.4 Телефон екстреного зв'язку:**  
3E Company; (UK) 0 800 680 0425 (GB) +44 20 35147487 (AU) +61 2 80363166 \*Kuraray Access Code: 334674

**РОЗДІЛ 2: Можлива небезпека**

- **2.1 Класифікація речовини або суміші**
- **Класифікація згідно з Розпорядженням (ЄС) № 1272/2008**  
Skin Irrit. 2 H315 Спричиняє подразнення шкіри.  
Eye Irrit. 2 H319 Спричиняє важкі подразнення очей.  
Skin Sens. 1 H317 Може спричиняти алергічні реакції шкіри.  
Repr. 1B H360 Може порушувати репродуктивну здатність і завдати шкоди дитині у лоні матері.
- **Додатко да**  
Медичні пристрої, як визначено в Регламенті (ЄС) 2017/745 і які є інвазивними або використовуються в прямому фізичному контакті з тілом людини, звільняються від положен Регламенту (ЄС) № 1272/2008 (CLP/GHS), як правило, якщо вони в готовому стані і призначений для кінцевого користувача.
- **2.2 Елементи маркування**
- **Маркування згідно з Розпорядженням (ЄС) № 1272/2008**  
Продукт класифікований і позначений згідно з Розпорядженням CLP.
- **Піктограми загроз**  
  
GHS07 GHS08
- **Сигнальне слово** Небезпека
- **Компоненти, які вказують на небезпеку, для позначення на етикетці:**  
2-гідроксіетил метакрилат  
дифеніл(2,4,6-триметилбензоїл)фосфіноксид
- **Вказівки щодо небезпеки**  
H315 Спричиняє подразнення шкіри.  
H319 Спричиняє важкі подразнення очей.  
H317 Може спричиняти алергічні реакції шкіри.  
H360 Може порушувати репродуктивну здатність і завдати шкоди дитині у лоні матері.

(продовження на сторінці 2)

## Торгова назва: CLEARFIL LINER BOND F ; BOND

(продовження сторінки 1)

## Вказівки щодо безпеки

- P261 Уникати вдихання пилу/диму/газу/туману/пару/аерозолю.  
P280 Носити захисні рукавиці/захисний одяг/засіб для захисту очей/засіб для захисту обличчя.  
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промити водою. По можливості, зняти контактні лінзи (якщо такі є). Промивати далі.  
P308+P313 ПРИ впливі або у разі ураження: Звернутись до лікаря за консультацією/звернутись за медичною допомогою.  
P321 Особливе лікування (див. на цій етикетці).  
P362+P364 Зняти забруднений одяг і попарити перед повторним використанням.  
P333+P313 При подразненні шкіри або при висипі на шкірі: Звернутись до лікаря за консультацією/звернутись за медичною допомогою.  
P337+P313 При тривалому подразненні очей: Звернутись до лікаря за консультацією/звернутись за медичною допомогою.  
P405 Зберігати під замком.  
P501 Вміст/ємність утилізувати згідно з місцевими/регіональними/національними/міжнародними приписами.

## Додаткові дані:

EUN032 При контакті з кислотою утворює дуже отруйні гази.

## 2.3 Інші небезпеки

## Результати оцінювання PBT і vPvB

PBT (речовини, віднесені до стійких, біоаккумулятивних і токсичних): Не застосовується.

vPvB (речовини, віднесені до особливо стійких з високим ступенем біоаккумуляції):

Не застосовується.

## РОЗДІЛ 3: Склад/ інформація про складники

## 3.2 Хімічна характеристика: суміші

Опис: Суміш з нижченаведених речовин з безпечними домішками

## Небезпечні складники:

|                                      |                                                                                            |          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 868-77-9<br>EINECS: 212-782-2   | 2-гідроксіетил метакрилат<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 | 20 - 40% |
| CAS: 75980-60-8<br>EINECS: 278-355-8 | дифеніл(2,4,6-триметилбензоїл)фосфіноксид<br>⚠ Repr. 1B, H360                              | < 3%     |
| CAS: 7681-49-4<br>EINECS: 231-667-8  | Натрію фторид<br>⚠ Acute Tox. 3, H301; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319, EUN032   | < 1%     |

## Інші інгредієнти:

Бісфенол А дигліцидилметакрилат  
Гідрофобний аліфатичний диметакрилат  
Аморфний кремнезем  
10-метакрилоїлоксидецил дигідроген фосфат  
Прискорювач  
dl-камфорохінон

## SVHC

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| 75980-60-8 | дифеніл(2,4,6-триметилбензоїл)фосфіноксид |
|------------|-------------------------------------------|

Додаткові вказівки: оксид кремнію; Наноформа, аморфний кремнезем, розмір частинок 1 - 100 нм

## РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

## 4.1 Опис заходів першої допомоги

Загальні вказівки: негайно зняти предмети одягу, забруднені продуктом.

## При вдиханні:

Забезпечити доступ свіжого повітря в достатній кількості і звернутись до лікаря для цілковитої впевненості.

(продовження на сторінці 3)

**Торгова назва: CLEARFIL LINER BOND F ; BOND**

(продовження сторінки 2)

- У непридатному стані покласти на бік і перевозити у стабільному положенні на боці.
- **При контакті зі шкірою:** негайно змити водою з милом і добре сполоснути.
  - **При контакті з очима:**  
Впродовж кількох хвилин промити очі під проточною водою, повіки тримати відкритими. При тривалих скаргах проконсультуватись з лікарем.
  - **При потрапленні у шлунково-кишковий тракт:**  
При тривалих скаргах проконсультуватись з лікарем.
  - **4.2 Найважливіші симптоми та впливи, гострі та уповільненої дії**  
Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
  - **4.3 Покази для негайного звернення до лікаря та необхідність в особливому лікуванні**  
Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

**РОЗДІЛ 5: Заходи з пожежогасіння**

- **5.1 Засоби пожежогасіння**
- **Відповідні засоби пожежогасіння:**  
CO<sub>2</sub>, вогнегасний порошок або розсіяний струмінь води. Велику пожежу гасити розсіяним струменем води або спиртостійкою піною.  
Узгодити заходи з пожежогасіння з умовами навколишнього середовища.
- **5.2 Особлива небезпека, яку може спричинити речовина або суміш**  
Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
- **5.3 Поради для пожежників**
- **Спеціальне захисне спорядження:** Одягнути респіратор.

**РОЗДІЛ 6: Заходи при випадковому потрапленні у навколишнє середовище**

- **6.1 Заходи з забезпечення особистої безпеки, захисне обладнання та порядок дій в екстрених ситуаціях**  
Одягнути респіратор.  
Дивитись пункт 8.
- **6.2 Заходи з захисту навколишнього середовища:**  
Запобігати потрапленню в каналізацію/поверхневі/грунтові води.
- **6.3 Методи та матеріали для локалізації та прибирання:**  
Збирати за допомогою матеріалу, який зв'язує рідини (пісок, кізельгур, засіб, який зв'язує кислоту, універсальна зв'язувальна речовина, тирса).  
Забруднений матеріал утилізувати як відходи згідно з розділом 13.  
Забезпечити достатню вентиляцію.  
Приберіть вилитий матеріал, а потім помістіть його в придатний контейнер. Зменште до мінімуму пилоутворення. Не зливайте в каналізацію та не допускайте попадання у водопроводи.  
Пропилососьте або витріть матеріал і помістити в контейнер для збору відходів. Забезпечте вентиляцію.  
Використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту (ЗІЗ).
- **6.4 Посилання на інші розділи**  
Інформацію щодо безпечного використання див. у розділі 7.  
Інформацію про засоби індивідуального захисту див. у розділі 8.  
Інформацію щодо утилізації див. у розділі 13.

**РОЗДІЛ 7: Використання і зберігання**

- **7.1 Застереження для безпечного використання**  
Забезпечити хорошу вентиляцію/відсмоктування на робочому місці.  
Відкривати і користуватись ємностями з обережністю.  
Уникати утворення аерозолів.  
Уникати контакту зі шкірою та очима. Не ковтати. Уникати пилоутворення. Не вдихати пил/дим/газ/туман/пари/спрей.

(продовження на сторінці 4)

## Торгова назва: CLEARFIL LINER BOND F ; BOND

(продовження сторінки 3)

- **Вказівки щодо протипожежного захисту і вибухозахисту:**  
Забезпечити наявність приладів індивідуального захисту органів дихання.
- **7.2 Умови для безпечного зберігання з врахуванням несумісності матеріалів**
- **Зберігання:**
- **Вимоги до складських приміщень та ємностей:** Зберігати в холодильнику (2–8 °C) .
- **Вказівки щодо спільного зберігання з іншими матеріалами:** Не зберігати разом з кислотами.
- **Інші дані щодо умов зберігання:**  
Зберігати ємності щільно закритими.  
Захищати від спеки і прямого сонячного проміння.  
Зберігати у прохолодному і сухому місці у добре закритій тарі.
- **7.3 Специфічне кінцеве застосування** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

**РОЗДІЛ 8: Обмеження і контроль впливу / засоби індивідуального захисту**· **8.1 Контрольні параметри**

- 
- Складники з граничними значеннями, які потребують контролю на робочому місці**

**868-77-9 2-гідроксіетил метакрилат**GDK (UA) довготривале значення: 20 mg/m<sup>3</sup>**112945-52-5 Silica, amorphous, fumed, crystalline free**GDK (UA) довготривале значення: 1 mg/m<sup>3</sup>  
Ф

- 
- Додаткові вказівки:**
- Основою послужили списки, чинні на момент укладення паспорта безпеки.

· **8.2 Обмеження і контроль впливу**

- 
- Додаткові вказівки щодо спорудження технічних установок:**

Додаткової інформації немає, див. у розділі 7.

- 
- Засоби індивідуального захисту:**

- 
- Загальні заходи з захисту і гігієни:**

Зберігати подалі від продуктів харчування, напоїв і кормів для тварин.

Негайно зняти забруднений, просочений одяг.

Помити руки перед перервами або в кінці роботи.

Зберігати захисний одяг окремо.

Уникати контакту з очима і шкірою.

- 
- Захист органів дихання:**
- Рекомендований захист органів дихання.

- 
- Захист рук:**



Захисні рукавиці

Матеріал рукавиць повинен бути непроникним і стійким до дії продукту/речовини/препарату. Через відсутність тестів ми не можемо надати жодних рекомендацій щодо матеріалу рукавиць для роботи з продуктом/ препаратом/ сумішшю хімікатів. Матеріал рукавиць необхідно обирати з врахуванням часу проникнення, проникної здатності і деградації матеріалу.

- 
- Матеріал захисних рукавиць**

Вибір відповідних рукавиць залежить не тільки від матеріалу, але й від інших якісних характеристик та відрізняється залежно від виробника. Оскільки продукт приготовлений з кількох речовин, то неможливо прорахувати наперед стійкість матеріалу рукавиць, на основі чого перед застосуванням необхідно провести відповідні випробування.

- 
- Час проникання для матеріалу захисних рукавиць**

Точний час проникнення необхідно дізнатись у виробника захисних рукавиць і дотримуватись в подальшому.

(продовження на сторінці 5)

Торгова назва: CLEARFIL LINER BOND F ; BOND

(продовження сторінки 4)

· Захист очей:



Захисні окуляри, які щільно прилягають

**РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості**

## · 9.1 Інформація про основні фізичні та хімічні властивості

|                                                                 |                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| · Загальна інформація                                           |                                              |
| · Агрегатний стан                                               | Рідина                                       |
| · Колір:                                                        | Жовтий                                       |
| · Запах                                                         | Без запаху                                   |
| · Температура плавлення/область плавлення:                      | Не визначено.                                |
| · Точка кипіння або початкова точка кипіння й інтервал скипання | 213 °C (868-77-9 2-гідроксіетил метакрилат)  |
| · Займистість (тверда речовина, газ):                           | Не визначено.                                |
| · Межі вибухонебезпечності:                                     |                                              |
| · Нижня:                                                        | Не визначено.                                |
| · Верхня:                                                       | Не визначено.                                |
| · Точка займання:                                               | 106 °C (868-77-9 2-гідроксіетил метакрилат)  |
| · Самозаймистість:                                              | 375 °C (868-77-9 2-гідроксіетил метакрилат)  |
| · Температура розпаду:                                          | Не стосується.                               |
| · Рівень pH:                                                    | Не визначено.                                |
| · кінематична:                                                  | Не визначено.                                |
| · Здатність до розчинення                                       |                                              |
| · вода:                                                         | Не змішується або мало змішується.           |
| · Коефіцієнт розподілу (n-октанол/вода):                        | Не застосовується.                           |
| · Тиск пари при 68 °C:                                          | 1,3 hPa (868-77-9 2-гідроксіетил метакрилат) |
| · Щільність при 20 °C:                                          | 1,1 g/cm <sup>3</sup>                        |
| · Щільність пари                                                | Не визначено.                                |
| · Particle characteristics                                      | Не стосується.                               |

## · 9.2 Інша інформація

## · Information with regard to physical hazard classes

|                                                                             |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| · Explosives                                                                | Продукт не є вибухонебезпечним. |
| · Flammable gases                                                           | відсутній                       |
| · Aerosols                                                                  | відсутній                       |
| · Oxidising gases                                                           | відсутній                       |
| · Gases under pressure                                                      | відсутній                       |
| · Flammable liquids                                                         | відсутній                       |
| · Flammable solids                                                          | відсутній                       |
| · Self-reactive substances and mixtures                                     | відсутній                       |
| · Pyrophoric liquids                                                        | відсутній                       |
| · Pyrophoric solids                                                         | відсутній                       |
| · Self-heating substances and mixtures                                      | відсутній                       |
| · Substances and mixtures, which emit flammable gases in contact with water | відсутній                       |
| · Oxidising liquids                                                         | відсутній                       |
| · Oxidising solids                                                          | відсутній                       |
| · Organic peroxides                                                         | відсутній                       |
| · Corrosive to metals                                                       | відсутній                       |

(продовження на сторінці 6)

Торгова назва: CLEARFIL LINER BOND F ; BOND

(продовження сторінки 5)

· Desensitised explosives

відсутній

**РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність**

- **10.1 Реактивність** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
- **10.2 Хімічна стабільність**
- **Термічний розпад / умови, яких необхідно уникати:**  
Не розпадається при належному зберіганні і використанні.
- **10.3 Можливість небезпечних реакцій** Даних за небезпечні реакції немає.
- **10.4 Умови, яких необхідно уникати** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
- **10.5 Несумісні матеріали:** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
- **10.6 Небезпечні продукти розпаду:** Окис і двоокис вуглецю

**РОЗДІЛ 11: Інформація про токсичність**

- **11.1 Інформація про класи небезпеки, що визначені в Регламенті (ЄС) № 1272/2008.**
- **Гостра токсичність:** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.

· **Значення летальної дози LD/ летальної концентрації LC50, важливі для класифікації продукту:****868-77-9 2-гідроксіетил метакрилат**

|         |      |                          |
|---------|------|--------------------------|
| орально | LD50 | 4.680 mg/kg (guinea pig) |
|         |      | 3.275 mg/kg (mouse)      |
|         |      | 5.050 mg/kg (rat)        |

|           |      |                      |
|-----------|------|----------------------|
| дермально | LD50 | 5.000 mg/kg (rabbit) |
|-----------|------|----------------------|

**75980-60-8 дифеніл(2,4,6-триметилбензоїл)фосфіноксид**

|         |      |                   |
|---------|------|-------------------|
| орально | LD50 | 2.000 mg/kg (rat) |
|---------|------|-------------------|

- **Корозія/подразнення шкіри**  
Спричиняє подразнення шкіри.
- **Серйозне пошкодження очей / подразнення**  
Спричиняє важкі подразнення очей.
- **Респіраторна або шкірна сенсibiliція**  
Може спричинити алергічні реакції шкіри.
- **Мутагенність зародкових клітин** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
- **Канцерогенність** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
- **Репродуктивна токсичність**  
Може порушувати репродуктивну здатність і завдати шкоди дитині у лоні матері.
- **СТОТ-разова експозиція** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
- **СТОТ-повторне опромінення** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
- **Небезпека аспірації** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
- **11.2 Відомості про інші небезпеки**

· **Endocrine disrupting properties**

Жоден зі складників не міститься.

**РОЗДІЛ 12: Інформація, що стосується впливів на навколишнє середовище**

- **12.1 Токсичність**
- **Токсичність для водних організмів:** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
- **12.2 Стійкість і здатність до розкладання** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
- **12.3 Потенціал до біоаккумуляції** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
- **12.4 Рухливість у ґрунті** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

(продовження на сторінці 7)

Торгова назва: CLEARFIL LINER BOND F ; BOND

(продовження сторінки 6)

- **12.5 Результати оцінювання PBT і vPvB**
- **PBT (речовини, віднесені до стійких, біоаккумулятивних і токсичних):** Не застосовується.
- **vPvB (речовини, віднесені до особливо стійких з високим ступенем біоаккумуляції):** Не застосовується.
- **12.6 Властивості, що руйнують ендокринну систему**  
Відомості про властивості, що руйнують ендокринну систему, див. в розділі 11.
- **12.7 Інша шкідлива дія**
- **Додаткові екологічні вказівки:**
- **Загальні вказівки:**  
Клас загрози забруднення води 1 (Самостійна класифікація): низька загроза забруднення води  
Не зливати у ґрунтові води, водойми та каналізацію в нерозведеному стані або у великих кількостях.

**РОЗДІЛ 13: Вказівки щодо утилізації**

- **13.1 Методи переробки відходів**
- **Рекомендація:** Не можна утилізувати разом з побутовим сміттям. Не зливати у каналізацію.
- **Неочищені упаковки:**
- **Рекомендація:**  
Утилізувати згідно з приписами компетентних органів.  
Упаковку необхідно утилізувати згідно з Розпорядженням про упаковки.  
Рамкова директива про відходи (Директива 2008/98/ЄС про відходи)  
[№ 191-B, 191-P] Упаковка всередині кришки пляшки містить 0,1% або більше кожного з SVHC.  
1. Октаметилциклотетрасилоксан (D4) (CAS 556-67-2)  
2. Декаметилциклопентасилоксан (D5) (CAS 541-02-6)  
3. Додекаметилциклогексасилоксан (D6) (CAS 540-97-6)  
Номер SCIP: 4d28ced2-39c4-49f5-9867-8474f6fd029e  
Номер SCIP повинен бути доведений до відома операторів відходів продукту.  
Для отримання додаткової інформації про директиву відвідайте веб-сайт ECHA: <https://echa.europa.eu/understanding-wfd>

**РОЗДІЛ 14: Інформація щодо транспортування**

- |                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| · <b>14.1 Номер за класифікацією ООН або ідентифікаційний номер</b>           |                    |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                                 | відсутній          |
| · <b>14.2 Належне відвантажувальне найменування згідно зі списком ООН</b>     |                    |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                                 | відсутній          |
| · <b>14.3 Клас небезпеки вантажу</b>                                          |                    |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                                 |                    |
| · <b>Клас</b>                                                                 | відсутній          |
| · <b>14.4 Група упаковки</b>                                                  |                    |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                                 | відсутній          |
| · <b>14.5 Небезпека для навколишнього середовища:</b>                         | Не застосовується. |
| · <b>14.6 Спеціальні запобіжні заходи для користувача</b>                     | Не застосовується. |
| · <b>14.7 Морські перевезення навалом у відповідності до інструментів ММО</b> | Не застосовується. |

(продовження на сторінці 8)

Торгова назва: CLEARFIL LINER BOND F ; BOND

(продовження сторінки 7)

· Типові правила ООН (UN "Model Regulation"): відсутній

**РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація**· **15.1 Нормативні положення про безпеку, здоров'я та навколишнє середовище / спеціальні нормативні положення щодо речовини або суміші**

· Директиви 94/33/ЄС :

Необхідна особлива обережність, якщо цей виріб попадає в руки осіб, які не досягли 18 років.

· Директиви 94/85/ЄЕС: Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

· **Небезпечні речовини за назвами - Додаток I** Жоден інгредієнт не вказаний.

· Регламент 649/2012/ЄС

Жоден зі складників не міститься.

· **REGOLAMENTO (UE) N. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono – ALLEGATO I (Potenziale di riduzione dell'ozono)**

Жоден зі складників не міститься.

· **Додаткова класифікація згідно з Положенням про небезпечні речовини (GefStoffV), Додаток II:**· **Речовини, що викликають особливе побоювання (SVHC) - REACH, Стаття 57**

75980-60-8 дифеніл(2,4,6-триметилбензоїл)фосфіноксид

· **Рамкова директива про відходи (Директива 2008/98/ЄС про відходи)**

[№ 191-B, 191-P] Упаковка всередині кришки флакону містить 0,1% або більше кожного з SVHC.

1. Октаметилциклотетрасилоксан (D4) (CAS 556-67-2)

2. Декаметилциклопентасилоксан (D5) (CAS 541-02-6)

3. Додекаметилциклогексасилоксан (D6) (CAS 540-97-6)

Номер SCIP: 4d28ced2-39c4-49f5-9867-8474f6fd029e

Номер SCIP повинен бути доведений до відома операторів відходів продукту.

Для отримання додаткової інформації про директиву відвідайте веб-сайт ЕХА: <https://echa.europa.eu/understanding-wfd>· **15.2 Оцінка безпечності речовини:** Оцінка безпечності речовини не проводилась.**РОЗДІЛ 16: Інші дані**

Дані ґрунтуються на сучасному рівні наших знань, проте вони не є гарантією властивостей продукту і не є підставою для договірних правових відносин.

Цей паспорт безпеки відповідає Регламенту (ЄС) № 1907/2006, стаття 31, зі змінами, внесеними Регламентом (ЄС) 2020/878.

· **Важливі фрази**

H301 Отруйний при проковтуванні.

H315 Спричиняє подразнення шкіри.

H317 Може спричинити алергічні реакції шкіри.

H319 Спричиняє важкі подразнення очей.

H360 Може порушувати репродуктивну здатність і завдати шкоди дитині у лоні матері.

EUH032 При контакті з кислотою утворює дуже отруйні гази.

· **Класифікація згідно з Розпорядженням (ЄС) № 1272/2008**

Класифікація суміші, як правило, базується на методі розрахунку з використанням даних про речовину відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008.

· **Скорочення і аббревіатури:**

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

SVHC: Substances of Very High Concern

Acute Tox. 3: Acute toxicity – Category 3

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2

Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1

Repr. 1B: Reproductive toxicity – Category 1B

· \* Дані, змінені порівняно з попередньою версією