

Teintes

Code de couleur Kuraray Dental

US	Standard universel	DG	Gris foncé	YB0	Jaune Brun Opaque
UY	Jaune universel	LO	Opaque clair	DG0	Gris Foncé Opaque
UL	Clair universel	YO	Opaque jaune	L	Clair
UO	Opaque universel	HO	Opaque Hollywood (Bleach White)	U	Universel
XL	Extra clair	CL	Cervical	Y	Jaune
DY	Jaune foncé	DY0	Jaune Foncé Opaque	G	Gris
YB	Jaune brun			B	Brun

Conversion du code couleur Vita™

Vita	A1	A2	A3	A3,5	B0,5	B1	B2	B2,5	B3	B4	C3	OA1	OA2
*KURARAY	UL	US	DY	G	XL	L	U	UY	Y	YB	DG	LO	UO

Vita	OA3	OB3	OB4	OC2	Cv
*KURARAY	DY0	YO	YOB	DG0	B

* Pour les produits suivants uniquement: CLEARFIL™ PHOTO POSTERIOR, CLEARFIL™ PHOTO BRIGHT, CLEARFIL™ ST OPAQUER et CHROMA ZONE™ COLOR STAIN

Conversion du code couleur Kuraray Dental en code couleur Vita™

Code couleur Kuraray	Description de couleur	Teinte	Code couleur Vita
Email	Email		Email
HO	Opaque Hollywood (Bleach White)	Clair	Bleach
UL	Clair Universel	Sombre	A1
LO	Opaque Clair	Opaque	OA1
US	Standard Universel		A2
UO	Opaque Universel	Opaque	OA2
DY	Jaune Foncé	Clair	A3
B	Brun	Sombre	CV
OA3	Jaune Foncé Opaque	Opaque	B3,5
G	Gris		A3,5
XL	Extra Clair	Clair	B0,5
L	Clair	Sombre	B1
U	Universel		B2
UY	Jaune Universel		B2,5
Y	Jaune		B3
YO	Jaune Opaque	Opaque	OB3
YB	Jaune Brun		B4
YB0	Jaune Brun Opaque	Opaque	OB4
DG0	Gris Foncé Opaque	Opaque	OC2
DG	Gris Foncé		OC3