

RESTAURATIONSKOMPOSITE

ÜBERSICHT

		Klasse I	Klasse II	Klasse III	Klasse IV	Klasse V
						
CLEARFIL MAJESTY™ ES-2		✓	✓	✓	✓	✓
CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow		✓	✓	✓	✓	✓
CLEARFIL MAJESTY™ Posterior		✓	✓	(✓)	(✓)	(✓)
CLEARFIL MAJESTY™ Flow		✓	✓	✓		✓
CLEARFIL™ AP-X		✓	✓	✓	✓	✓
CLEARFIL™ FII				✓	✓	✓
CLEARFIL™ PHOTO POSTERIOR		✓	✓			
CLEARFIL™ POSTERIOR 3		✓	✓			
CLEARFIL™ ST OPAQUER				✓	✓	

(): möglich

Lichthärtend	Selbsthärtend	Radioopak	Erhältliche Farbschattierungen	Seitenzahl
✓		✓	Classicfarben: 18 Premiumfarben: 18	40
✓		✓	12	42
✓		✓	6	44
✓		✓	9	46
✓		✓	14	48
	✓		1	50
✓		✓	6	52
	✓	✓	1	54
✓			2	56