

Kleurschema's

Kuraray kleurafkortingen

US	universeel standaard
UY	universeel geel
UL	universeel licht
UO	universeel opaak
XL	extra licht
DY	donkergeel
YB	geelbruin

DG	donkergrijs
LO	licht opaak
YO	geel opaak
HO	hollywood opaque (Bleach White)
CL	cervicaal
DYO	donkergeel opaak

YBO	geelbruin opaak
DGO	donkergrijs opaak
L	licht
U	universeel
Y	geel
G	grijs
B	bruin

Conversie van de Vita®-kleurencodering

Vita	A1	A2	A3	A3,5	B0,5	B1	B2	B2,5	B3	B4	C3	OA1	OA2
*KURARAY	UL	US	DY	G	XL	L	U	UY	Y	YB	DG	LO	UO

Vita	OA3	OB3	OB4	OC2	Cv
*KURARAY	DYO	YO	YOB	DGO	B

* Alleen voor de volgende producten: CLEARFIL™ PHOTO POSTERIOR, PHOTO CLEARFIL™ BRIGHT, CLEARFIL™ ST OPAQUER en CHROMA ZONE™ COLOR STAIN

Conversie van de Kuraray kleurcode naar de Vita®-kleurencodering

Kuraray kleurcode	Kleuromschrijving	Kleur	Vita kleurcode
Glazuur	Glazuur		Glazuur
HO	hollywood Opaque (Bleach White)	licht	bleach white
UL	universeel licht	donker	A1
LO	licht opaak	opaak	OA1
US	universeel standaard		A2
UO	universeel opaak	opaak	OA2
DY	donkergeel	licht	A3
B	bruin	donker	CV
OA3	donkergeel opaak	opaak	B3,5
G	grijs		A3,5
XL	extra licht	licht	B0,5
L	licht	donker	B1
U	universeel		B2
UY	universeel geel		B2,5
Y	geel		B3
YO	geel opaak	opaak	OB3
YB	geelbruin		B4
YBO	geelbruin opaak	opaak	OB4
DGO	donkergrijs opaak	opaak	OC2
DG	donkergrijs		C3