

CERABIENTM ZR

Cerâmica para restaurações dentárias em zircônia

CERABIENTM ZR

Para conseguir resultados realistas



IMITAR A NATUREZA

UMA OBRA-PRIMA TECNOLÓGICA QUE REFLECTE A NATURALIDADE DA DENTIÇÃO ATRAVÉS DAS SUAS MÃOS.

O “CERABIEN™ ZR” apresenta uma excelente resistência ao chipping, resistência superior à fratura e estabilidade graças à tecnologia e inovação de materiais da Kuraray Noritake Dental Inc.

DADOS CLÍNICOS

Análise de sobrevivência de coroas zirconio-cerâmicas posteriores (com “CERABIEN™ ZR”)

Grupo	Nº Total de coroas	Sobrevivência média (DP) (Dias)	Probabilidade de sobrevivência em %
Zirconio-cerâmica	1102	2684 (6)	99.2
Metalo-cerâmica	1080	2694 (5)	99.3

“A sobrevivência de coroas zirconio-cerâmicas (“CERABIEN™ ZR”) em dentes posteriores não diferiu das coroas metalo-cerâmicas no intervalo de tempo estudado.”

Fusun Ozer, DMD, PhD others, “A retrospective survey on long-term survival of posterior zirconia and porcelain-fused-to-metal crowns in private practice”, Quintessence Int 2014;45:31-28

Sistema de coifa: Lava, 3M ESPE; Procera, Nobel Biocare; KATANA™, Kuraray Noritake Dental. Fabricado por um laboratório de prótese dentária (Cusp, Boston)



KATANA™ ZIRCONIA

Use “CERABIEN™ ZR” em combinação com “KATANA™ Zirconia”. Oferece uma estrutura extremamente durável e de mascaramento do pilar, bem como uma solução cutback altamente estética. “KATANA™ Zirconia” foi concebida e aperfeiçoada especialmente para ser utilizada em conjunto com “CERABIEN™ ZR” para fabricar próteses altamente estéticas

MATERIAIS ABRANGENTES PARA SOLUÇÕES DE ZIRCÓNIA:

“CERABIEN™ ZR” / CZR Press / CZR Press LF / “KATANA™ Zirconia”

CASO 1

Faceta cerâmica usando "CERABIEN™ ZR" e cimentada diretamente sobre um pilar de zircônia



Vista pré-operatória



Procedimento de caracterização



Vista pós-operatória

Fabricado por Nondas Vlachopoulos, RDT

CASO 2

Restauração zirconio-cerâmica



Preparação dentária



Vista pós-operatória

Fabricado por Naoki Hayashi, RDT

CASO 3

Restauração zirconio-cerâmica



Vista pré-operatória



Vistas pós-operatórias



Fabricado por Aki Yoshida, RDT

CASO 4

Restauração zirconio-cerâmica



Caracterização da dentina realizada com Internal Stain, confirmação da cor selecionada durante a fase prova final



Vista pós-operatória

Fabricado por Oriol De La Mata, RDT

CASO 5

Restauração zirconio-cerâmica



Grande plano das preparações dentárias



Vista pós-operatória

Fabricado por Giovanni Gambogi Parreira, RDT

CASO 6


Exemplo da aplicação das cores Luster



Situação inicial



Estratificação antes da queima



Mapa cromático por Nondas Vlachopoulos, RDT




Vista pós-operatória


Fabricado por Nondas Vlachopoulos, RDT

TABELA DE COMBINAÇÃO DE CORES


SHADE BASE 10g / 50g / 200g (SB White, Opaque shades: 10g / 50g only)




MARGIN 10g




CERVICAL 10g / 50g 200g




ENAMEL 10g / 50g 200g




TRANSLUCENT 10g / 50g 200g



CLEAR CERVICAL 10g / 50g / 200g



BODY 10g / 50g 200g



OPACIOUS BODY 10g / 50g / 200g





TABELA DE COMBINAÇÃO DE CORES


LUSTER 10g / 50g 200g




MODIFIER / MAMELON 10g / 50g




TISSUE 10g / 50g



ADD-ON 10g / 50g



INTERNAL STAIN 3g




EXTERNAL STAIN 3g / (Glaze) 10g / 30g



FC PASTE STAIN 3g / 5g (Glaze, Clear Glaze)



"CERABIEN™ZR" e dente natural sob luz ultravioleta



"CERABIEN™ZR" Color Guide

CONTATOS

Kuraray Europe Italia S.r.l. Via G. Boccaccio 21, 20123 Milano

Telefone

0039 02 63471228; 0034 634453983

Correio eletrônico

dental-iberia@kuraray.com

Web

www.kuraraynoritake.eu/pt



Importado para Europa por:

Kuraray Europe GmbH
Philipp-Reis-Strasse 4,
65795 Hattersheim am Main, Germania
Telefono +49 (0)69 305 35 835
Fax +49 (0)69 305 98 35 835
www.kuraraynoritake.eu
centralmarketing@kuraray.com



Kuraray Noritake Dental Inc.
300 Higashiyama, Miyoshi-cho, Miyoshi, Aichi 470-0293, Japan
www.kuraraynoritake.com

DESCUBRA MAIS
COM CÓDIGO QR



- Antes de utilizar este produto, certifique-se de que lê as instruções de utilização fornecidas com o produto.
- As especificações e o aspeto do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- A cor impressa pode ser ligeiramente diferente da cor real.

"CERABIEN" e "KATANA" são marcas registadas ou marcas de NORITAKE CO., LIMITED.

