



MODELOWE EFEKTY

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Classic

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Premium



Wyjątkowe kompozyty, które dopasowują się do wszystkich kolorów w skali VITA™, gwarantując trwałość i estetykę wypełnień w odcinku przednim i bocznym.

MODELOWE KOMPOZYTY

MODELOWA ESTETYKA PONADCZASOWA TRWAŁOŚĆ

Kompozyty nanohybrydowe CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Premium oraz CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Classic to szybka i wygodna praca oraz efekty będące powodem do dumy przez wiele lat.

Trwałość, odporność oraz estetyka wypełnień w odcinku przednim i bocznym, które docenią Twój pacjenci.

MODELOWA NATURALNOŚĆ MODELOWE WYPEŁNIENIA

Modelowy oznacza służący jako wzór – naszym inżynierom chemikom zajęło 7 lat, by opracować technologię odpowiadającą zarówno potrzebom lekarzy dentystów w zakresie plastyczności i uniwersalności materiałów, jak i gwarantującą najwyższą estetykę oraz trwałość wypełnień.

Uproszczona do maksimum procedura, intuicyjny dobór kolorów i unikalny w skali światowej efekt opalescencji – to wszystko sprawia, że kompozyty nanohybrydowe CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Premium oraz CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Classic to dzisiejsza definicja jakości i innowacji.



W MODELOWYCH KOLORACH

Stosując CLEARFIL MAJESTY™ ES-2, w łatwy i szybki sposób możemy prawidłowo dobrać odcień materiału do koloru tkanki zęba. To jedyny na świecie materiał oparty na koncepcji jasności zęba, zweryfikowany i zaakredytowany przez firmę VITA™, która uznała go za kompozyt w 100% odpowiadający kolornikowi VITA™, który jest „złotym standardem” już od wielu lat. Jeśli preferujesz pracę techniką jednego odcienia, wybierz grupę kolorystyczną Classic. Kolory dostępne w odcieniach VITA, które pod względem przezierności są połączeniem szkliwa i zębiny. Jeśli na co dzień pracujesz anatomiczną techniką warstwową, wybierz kolory z grupy Premium, gdzie znajdziesz odcienie E (szkliwo) i D (zębina), różniące się przeziernością oraz konsystencją. Masz możliwość wyboru dowolnej techniki pracy w zależności od Twoich upodobań. To Ty wybierasz, jaką techniką chcesz i będziesz pracować.

Są dwie grupy kolorystyczne, różniące się transparencją materiału.

Grupa kolorów Classic

18 odcieni występujących w pośredniej przezierności między szkliwem a zębiną.

Grupa kolorów Premium

14 odcieni szkliwnych oraz zębinowych (E+D).

Grupa kolorów Translucent

4 specjalne dodatkowe odcienie do charakteryzacji wypełnień.

Jeśli kolor zęba będzie odpowiadał odcieniowi z grupy kolornika A2, możesz od razu rozpocząć pracę odcieniami z grupy Premium A2E (szkliwo) i A2D (zębina). Pokrywają one 3 kolory z grupy A2 (D2, A2, C1). Jeśli natomiast wolisz pracę techniką jednego odcienia i kolor zęba będzie odpowiadał kolorom z grupy kolornika A2, wybierz klasyczny odcień D2, A2 lub C1 tak, aby idealnie pasował do jasności tkanek zęba. Używając kolorów z grupy Classic, łatwo i szybko wykonasz estetyczną odbudowę jednym kolorem. Decydując się na odcienie z grupy Premium, osiągniesz efekt o wyjątkowej estetyce, z możliwością indywidualizacji i charakteryzacji.



DWA KROKI DO MODELOWEGO KOLORU

Krok 1. Wybierz jasność

Spośród sześciu kolorów wybierz próbkę najbliższą jasności tkanek zęba.

Krok 2. Wybierz barwę i nasycenie koloru

Wyciągnij wybraną wcześniej próbkę z kolornika i przykładając do zębów, ostatecznie zdecyduj, który odcień będzie optymalny.



W MODELOWYCH KOLORACH

Jedna kombinacja odcieni z grupy Premium odpowiada teraz trzem klasycznym odcieniom z kolornika VITA™. Jest to możliwe dzięki zjawisku opalescencji, a tym samym bardzo korzystnemu efektowi kameleona. Ponadto opatentowana technologia „Light Diffusion” pozwala na uzyskanie właściwości optycznych oraz fluorescencji bardzo zbliżonych do cech naturalnego szkliwa. Dzięki niej obserwujemy dostosowanie barwy i jej nasycenia do zębów pacjenta.

Łatwo wykonasz więc estetyczne, naturalnie wyglądające wypełnienie, które będzie idealnie integrować się z naturalną tkanką zęba, niezależnie od warunków oświetlenia. Efekt kameleona pozwala na pracę mniejszą ilością strzykawek kompozytu potrzebnych do estetycznej odbudowy zębów, co również wpływa na ekonomię pracy w gabinecie.


OSIĄGAJ MODELOWE EFEKTY

Wybierając CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Premium oraz CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Classic, w Twoje ręce trafią kompozyty oparte na technologii Light Diffusion. To innowacyjna, opatentowana i unikalna w skali rynku technologia rozproszenia światła na powierzchni zęba pozwalająca osiągnąć efekty maksymalnie zbliżone do natury.

Jedna kombinacja odcieni Premium odpowiada aż trzem klasycznym odcieniom z kolornika VITA™. W praktyce oznacza to mniejszą liczbę strzykawek potrzebnych do odbudowy, a dzięki wyjątkowym właściwościom optycznym oraz fluorescencji bardzo zbliżonej do cech naturalnego szkliwa obserwujemy dostosowanie barwy i jej nasycenia do zębów pacjenta. Mniejsze koszty, lepsze efekty – tak się prowadzi modelową praktykę!

MODELOWE WYKONANIE ODBUDOWY WIELOWARSTWOWEJ


Jeśli preferujesz anatomiczną technikę warstwową i dążysz do uzyskania naturalnie pięknych, estetycznych efektów przy maksymalnie uproszczonej procedurze i minimalnej ilości materiałów, CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Premium wydaje się być stworzony do Twoich potrzeb. 7 odcieni szkliwnych (Enamel) oraz 7 zębinowych (Dentin) w połączeniu z czterema translucyentnymi odcieniami szkliwnymi (Clear, Amber, Blue, Grey) gwarantuje uzyskanie pełnej gamy kolorystycznej – to znaczy efektów na najwyższym poziomie.



MODELOWY PRZYKŁAD, ŻE TO DZIAŁA!

Gwarancja doskonałych efektów oraz łatwej i przyjemnej pracy

Modelowym przykładem możliwości, jakie oferują w codziennej pracy kompozyty CLEARFIL MAJESTY™ ES-2, jest przypadek kliniczny autorstwa dr Moniki Dzieciatkowskiej. Nieszczelne wypełnienie amalgamatowe zostało zastąpione kompozytem aplikowanym w technice jednego odcienia – A2 Classic. Procedura wykonania wypełnienia w odcinku bocznym dzięki korzystnym właściwościom użytkowym jest prosta, szybka i przewidywalna pod względem estetycznym. Zgodnie z życzeniem pacjenta, w celu uzyskania jeszcze bardziej naturalnego wyglądu, bruzdy zostały podbarwione.



Źródło: dr Monika Dzieciatkowska, Polska.

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 w wersji Classic może być także wykorzystywany do estetycznych wypełnień w odcinku przednim. Dr Piotr Marchewka wykonał wypełnienie klasy III w siekaczu centralnym, stosując odcień A2 Classic. W tym przypadku zastosowano system wiążący CLEARFIL™ SE BOND 2 w oparciu o technikę selektywnego trawienia szkliwa. Ostateczny połysk uzyskano dzięki użyciu dwuetapowego systemu gumek polerskich CLEARFIL™ TWIST DIA. Tego rodzaju ubytki bywają trudne dla operatora ze względu na lokalizację. To sprawia, że kompozyty o skomplikowanych algorytmach postępowania i mniejszej plastyczności nie sprawdzają się. Dlatego wyjątkowo dopracowane właściwości użytkowe i estetyczne materiału CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Classic czynią z niego idealny wybór do codziennej pracy dentysty.



Źródło: dr Piotr Marchewka, Polska.

MODELOWO WYKORZYSTANE TECHNOLOGIE

**Naturalnie wyglądające,
niezwykle estetyczne wypełnienia**

Naturalna fluorescencja

Efekt naturalnej fluorescencji sprawia, że wypełnienia są nie do odróżnienia od zębów własnych pacjenta.

Naturalna opalescencja

Tak zwany efekt kameleona sprawia, że po wykonaniu wypełnienia upodobni się ono do koloru zęba, a transparentne odcienie – przezroczysty, bursztynowy, niebieski i szary – doskonale akcentują efekt przezierności oraz pozwalają na zindywidualizowanie wypełnień.

Stabilność koloru

Barwy kompozytu CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 są stabilne kolorystycznie i pozostają niezmiennie po spolimeryzowaniu materiału, gwarantując trwałe efekty na lata.

„Light Diffusion”

Opatentowana technologia „Light Diffusion” przesądza ostateczny rezultat estetyczny. Dostosowuje właściwą barwę podstawową i stopień jej nasycenia do otaczających tkanek zęba. Technologia ta pozwala maksymalnie zbliżyć się do naturalnych efektów świetlnych obserwowanych w zębinie i szkliwie ludzkim.

MODELOWO ROZWIJANE INNOWACJE

Najlepsze właściwości użytkowe materiału

Uniwersalne zastosowanie

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 jest kompozytem nanohybrydowym, zawierającym 78% obj. (66% wag.) wypełniacza. Nadaje się do wykonywania wypełnień zarówno w zębach przednich, jak i bocznych.

Właściwości użytkowe


Zaawansowany skład i rodzaj monomerów powodują, że materiał jest bardzo plastyczny, a jednocześnie nie klei się do narzędzi, co pozwala na komfortową i precyzyjną pracę.

Dopracowana gęstość

Lepkość odcieni szklawych została zaprojektowana tak, aby można było pracować z dużą precyzją. Adaptacja warstwy szklawej materiału do brzegów ubytku jest łatwa, a modelowanie wypełnienia staje się efektywne już przy użyciu podstawowego instrumentarium (np. nakładacz czy pędzelek).

Długi czas pracy

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 pozwala na pracę w warunkach oświetlenia naturalnego przez około 5 minut. W przypadku oświetlenia lampą unitu czas pracy wciąż jest wystarczający, aby precyzyjnie nałożyć kolejną warstwę.



RODZAJE OPAKOWAŃ

Zestawy



#3010-EU Profesjonalny zestaw strzykawk

Classic A1, A2, A3, A3.5, Premium A1E, A2E, A3E, A3.5E, A1D, A2D, A3D, A3.5D: 1 strzykawka danego odcienia (3,6 g/2,0 ml)
Clear, Amber, Blue, Gray: 1 strzykawka danego odcienia (1,8 g/0,9 ml) + Kolornik



#3100-EU PLT Profesjonalny zestaw ampułek

Classic A1, A2, A3, A3.5, Premium A1E, A2E, A3E, A3.5E, A1D, A2D, A3D, A3.5D,
Clear, Amber, Blue, Gray:
5 ampułek każdego odcienia (0,25 g) + Kolornik



#3012-EU Zestaw startowy strzykawk

Classic A2, Premium A2D, A2E:
1 strzykawka danego odcienia (1,2 g/0,7 ml)



#3102-EU PLT Zestaw startowy ampułek

Classic A2, Premium A2D, A2E:
5 ampułek każdego odcienia (0,25 g)

Kolornik



#3000-EU Kolornik

Wszystkie odcienie



#3001-EU Kompaktowy kolornik

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, XW, W

STRZYKAWKI ORAZ AMPUŁKI PLT CLASSIC*

	A1	A2	A3	A3.5	A4	A6
Strzykawki	#3020-EU	#3021-EU	#3022-EU	#3023-EU	#3024-EU	#3025-EU
PLT	#3110-EU	#3111-EU	#3112-EU	#3113-EU	#3114-EU	#3115-EU

	B1	B2	B3	B4
Strzykawki	#3026-EU	#3027-EU	#3028-EU	#3029-EU
PLT	#3116-EU	#3117-EU	#3118-EU	#3119-EU

	C1	C2	C3	C4
Strzykawki	#3030-EU	#3031-EU	#3032-EU	#3033-EU
PLT	#3120-EU	#3121-EU	#3122-EU	#3123-EU

	D2	D3	XW	W
Strzykawki	#3034-EU	#3035-EU	#3036-EU	#3037-EU
PLT	#3124-EU	#3125-EU	#3126-EU	#3127-EU

STRZYKAWKI ORAZ AMPUŁKI PLT PREMIUM**

Dentin

	XWD	WD	A1D	A2D	A3D	A3.5D	A4D
Strzykawki	#3062-EU	#3063-EU	#3057-EU	#3058-EU	#3059-EU	#3060-EU	#3061-EU
PLT	#3152-EU	#3153-EU	#3147-EU	#3148-EU	#3149-EU	#3150-EU	#3151-EU

Enamel

	XWE	WE	A1E	A2E	A3E	A3.5E	A4E
Strzykawki	#3055-EU	#3056-EU	#3050-EU	#3051-EU	#3052-EU	#3053-EU	#3054-EU
PLT	#3145-EU	#3146-EU	#3140-EU	#3141-EU	#3142-EU	#3143-EU	#3144-EU

Translucent

	Clear	Blue	Gray	Amber
Strzykawki	#3064-EU	#3066-EU	#3067-EU	#3065-EU
PLT	#3154-EU	#3156-EU	#3157-EU	#3155-EU

Rzeczywista kolorystyka może się różnić od kolorów w druku.

* Każda strzykawka z kolorami Classic i Premium zawiera 3,6 g/2,0 ml materiału, każde opakowanie PTL z kolorami Classic i Premium zawiera 20 ampułek x 0,25 g.

** Każda strzykawka z kolorami Translucent zawiera 1,8 g/0,9 ml materiału, każde uzupełnienie PTL z kolorami Translucent zawiera 10 ampułek x 0,25 g.

