


JAPOŃSKA JAKOŚĆ, KORZYSTNA CENA.

CLEARFIL™ Performance Pro



CLEARFIL™ Performance Pro to nowoczesny, uniwersalny kompozyt nanohybrydowy. Wyraźny efekt kameleona pozwala pracować techniką jednego odcienia w odcinku przednim i bocznym, a wysoka zawartość wypełniacza sprawia, że jest niezwykle odporny na ścieranie.

Ponadto charakteryzuje się wysoką polerowalnością oraz niskim skurczem polimeryzacyjnym, wynoszącym tylko 1,9%. Jest materiałem, który można perfekcyjnie aplikować bez efektu klejenia się do narzędzia. Wygodnie się nim pracuje – jego konsystencja pozwala na precyzyjne oraz łatwe modelowanie, co podkreśla wielu dentystów.

NANOHYBRYDOWY UNIWERSALNY EKONOMICZNY

CLEARFIL™ Performance Pro



CLEARFIL™ Performance Pro

CLEARFIL™ Performance to nowoczesny, uniwersalny materiał kompozytowy, opracowany specjalnie dla lekarzy stomatologów oraz ośrodków uniwersyteckich, gdzie priorytetem są jakość i ekonomia użytkowania. Rosnące oczekiwania pacjentów, presja ze strony firm ubezpieczeniowych, brak spójnych regulacji zdrowotnych czy problematyczna refundacja, zmuszają do poszukiwania coraz bardziej skutecznych i wydajnych rozwiązań. Jednak praca z użyciem najlepszych materiałów bywa kosztowna i może spotkać się z niechęcią pacjentów, których na takie usługi nie stać.

CLEARFIL™ Performance doskonale sprawdza się w sytuacjach, gdy potrzebujemy kompozytów sprawdzonych, o wysokiej jakości, a jednocześnie ekonomicznych.

CLEARFIL™ Performance Pro powstał w oparciu o aktualnie stosowane przez Kuraray Noritake innowacyjne żywice kompozytowe oraz z wykorzystaniem opatentowanych technologii produkcji wypełniaczy. Wyjątkowe połączenie opalescencji oraz odpowiedniego nasycenia kolorem sprawia, że odcienie dobrze adaptują się do naturalnych zębów pacjenta. Pozwala to na zminimalizowanie liczby dostępnych kolorów do czterech najbardziej popularnych oraz ograniczenie wydatków na sporadycznie wykorzystywane odcienie.

Wszystko to sprawia, że CLEARFIL™ Performance Pro stanowi bardzo atrakcyjną alternatywę dla kompozytów wybieranych ze względu na ich niższą cenę, gdyż firma Kuraray Noritake nigdy nie rezygnuje z jakości. Lekarz otrzymuje maksymalną przewidywalność i trwałość efektów klinicznych, a pacjent wysokiej jakości estetyczne wypełnienie w korzystnej cenie.

Kompozyt CLEARFIL™ Performance Pro dostępny jest tylko u wybranych autoryzowanych dystrybutorów.

WSKAZANIA KLINICZNE

- ✓ Bezpośrednie wypełnienia ubytków wszystkich klas w zębach przednich i bocznych.
- ✓ Estetyczna korekta pozycji oraz kształtu zębów (np. zamknięcie diastemy).
- ✓ Wewnątrzrustne naprawy uszkodzonych wypełnień.

ASORTYMENT PRODUKTÓW

Nr katalogowy	Performance Pro	Zawartość produktu
#3161-EU	Strzykawka (A2)	1 strzykawka, 3,6 g
#3162-EU	Strzykawka (A3)	1 strzykawka, 3,6 g
#3163-EU	Strzykawka (A3.5)	1 strzykawka, 3,6 g
#3164-EU	Strzykawka (B2)	1 strzykawka, 3,6 g

Nr katalogowy	Performance Pro	Zawartość produktu
#3171-EU	Ampułki (A2)	20 sztuk po 0,25 g
#3172-EU	Ampułki (A3)	20 sztuk po 0,25 g
#3173-EU	Ampułki (A3.5)	20 sztuk po 0,25 g
#3174-EU	Ampułki (B2)	20 sztuk po 0,25 g