


TWIST™ DIA for Composite

Sistema de pulido de composite de dos pasos



BORN IN JAPAN

El método más rápido para crear un brillo natural

El sistema de pulido TWIST™ DIA for Composite permite crear un brillo natural en solo dos pasos, es adecuado para todas las superficies y, gracias a la liberación constante de partículas de diamante contenidas en el interior de las espirales, se puede utilizar varias veces, previa esterilización.

TWIST™ DIA for Composite es ideal para todos los compuestos. La herramienta de prepulido le permite realizar el lijado que desee desde cualquier ángulo. Con la herramienta de pulido altamente brillante, puede terminar el trabajo creando un brillo natural en pocos segundos. La forma especial de TWIST™ DIA for Composite de caucho diamantado es especialmente flexible y permite la adaptación de la herramienta a todo tipo de superficies, simplificando considerablemente el procedimiento de pulido tanto para los sectores anteriores como posteriores.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Espirales de goma diamantada, flexibles, esterilizables y reutilizables
- Sistema no abrasivo en el esmalte del diente, especialmente adecuado para pulir partes oclusales
- Garantiza un brillo excepcional en todos los compuestos en solo dos pasos



OCCLUSAL



INCISAL



VESTIBULAR



VESTIBULAR



LINGUAL



INTERPROXIMAL

GAMA DE PRODUCTO

CÓDIGO	PRODUCTO	CONTENIDO
#1201-IP	TWIST™ DIA for Composite Introductory kit (14 mm)	3 herramientas de prepulido + 3 herramientas de pulido altamente brillante
#1202-IP	TWIST™ DIA for Composite Pre-polishing Recambios (14 mm)	10 herramientas de prepulido
#1203-IP	TWIST™ DIA for Composite High-shine polishing Recambios (14 mm)	10 herramientas de pulido altamente brillante
#1211-IP	TWIST™ DIA for Composite Introductory kit (10 mm)	3 herramientas de prepulido + 3 herramientas de pulido altamente brillante
#1212-IP	TWIST™ DIA for Composite Pre-polishing Recambios (10 mm)	10 herramientas de prepulido
#1213-IP	TWIST™ DIA for Composite High-shine polishing Recambios (10 mm)	10 herramientas de pulido altamente brillante
#1221-IP	TWIST™ DIA for Composite Pre-polishing combination kit	5 herramientas de prepulido de 10 mm + 5 herramientas de prepulido de 14 mm
#1222-IP	TWIST™ DIA for Composite High-shine polishing combination kit	5 herramientas de pulido de alto brillo de 10 mm + 5 herramientas de pulido de alto brillo de 14 mm