


TWIST™ DIA for Composite

Sistema di lucidatura per compositi in due passaggi



BORN IN JAPAN

Il metodo più veloce per creare una brillantezza naturale

Il sistema di lucidatura TWIST™ DIA for Composite permette di creare una brillantezza naturale in soli due passaggi, è adatto a tutte le superfici e, grazie al costante rilascio di particelle di diamante contenute all'interno delle spirali, può essere utilizzato più volte, previa sterilizzazione. TWIST™ DIA for Composite è ideale per tutti i compositi. Lo strumento per la prelucidatura ti permette di effettuare la levigatura che desideri da ogni angolo. Con lo strumento per la lucidatura altamente brillante, puoi rifinire il lavoro creando una naturale brillantezza in pochi secondi. La forma speciale di TWIST™ DIA for Composite in gomma diamantata è particolarmente flessibile e permette l'adattamento dello strumento a tutti i tipi di superficie, semplificando notevolmente la procedura di lucidatura sia per i settori anteriori che posteriori.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Spirali in gomma diamantata, flessibili, sterilizzabili e riutilizzabili
- Garantisce eccezionale brillantezza su tutti i compositi in soli due passaggi
- Sistema non abrasivo sullo smalto del dente, particolarmente adatto per lucidare parti occlusali



GAMMA PRODOTTO

CODICE	PRODOTTO	CONTENUTO
#1201-IP	TWIST™ DIA for Composite Introductory kit (14 mm)	3 strumenti per la prelucidatura + 3 strumenti per la lucidatura altamente brillante
#1202-IP	TWIST™ DIA for Composite Pre-polishing Ricambi (14 mm)	10 strumenti per la prelucidatura
#1203-IP	TWIST™ DIA for Composite High-shine polishing Ricambi (14 mm)	10 strumenti per la lucidatura altamente brillante
#1211-IP	TWIST™ DIA for Composite Introductory kit (10 mm)	3 strumenti per la prelucidatura + 3 strumenti per la lucidatura altamente brillante
#1212-IP	TWIST™ DIA for Composite Pre-polishing Ricambi (10 mm)	10 strumenti per la prelucidatura
#1213-IP	TWIST™ DIA for Composite High-shine polishing Ricambi (10 mm)	10 strumenti per la lucidatura altamente brillante
#1221-IP	TWIST™ DIA for Composite Pre-polishing combination kit	5 strumenti per la prelucidatura da 10 mm + 5 strumenti per la prelucidatura da 14 mm
#1222-IP	TWIST™ DIA for Composite High-shine polishing combination kit	5 strumenti per la lucidatura altamente brillante da 10 mm + 5 strumenti per la lucidatura altamente brillante da 14 mm

Kuraray Europe Italia S.r.l.

Tel: 02 6347 1228 E-mail: dental-italia@kuraray.com Sito internet: www.kuraraynoritake.eu/it

[facebook.com/KurarayNoritakeInLab](https://www.facebook.com/KurarayNoritakeInLab) [facebook.com/KurarayNoritakeInClinic](https://www.facebook.com/KurarayNoritakeInClinic)