


TWIST™ DIA for Zirconia

Sistema di lucidatura per zirconia in tre passaggi




BORN IN JAPAN

Risultati eccezionalmente brillanti sulla zirconia


Il sistema di lucidatura TWIST™ DIA for Zirconia permette un facile accesso alle anatomie dentali e riduce la necessità di impiego di strumenti di diversa tipologia come punte, coppette, dischi e spazzolini. La sequenza dei tre passaggi, con strumenti con grana da grossa a fine, assicura la lucidatura ideale.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Spirali flessibili in torsione per adattarsi meglio alle superfici dentali
- Spirali con particelle di diamante, sterilizzabili e riutilizzabili
- Sistema ideale per la lucidatura delle superfici occlusali dei restauri in zirconia, efficiente e duraturo nel tempo



GRANULOMETRIA



VELOCITÀ DI ROTAZIONE

- Velocità raccomandata: 7.000-10.000 rpm per Grossa/Media/Fine
- Velocità massima: 20.000 rpm

GAMMA PRODOTTO

CODICE	PRODOTTO	CONTENUTO
#1301-IP	TWIST™ DIA for Zirconia Intro Kit 14mm	1 strumento cad. (grossa, media, fine)
#1302-IP	TWIST™ DIA for Zirconia Grossa 14mm	10 pezzi
#1303-IP	TWIST™ DIA for Zirconia Media 14mm	10 pezzi
#1305-IP	TWIST™ DIA for Zirconia Fine 14mm	10 pezzi

Kuraray Europe Italia S.r.l.

Tel: 02 6347 1228 E-mail: dental-italia@kuraray.com Sito internet: www.kuraraynoritake.eu/it

[facebook.com/KurarayNoritakeInLab](https://www.facebook.com/KurarayNoritakeInLab) [facebook.com/KurarayNoritakeInClinic](https://www.facebook.com/KurarayNoritakeInClinic)