


LUSTRIRE CU

TWIST™ DIA pentru Zirconiu


Luciu excelent în 3 pași



GROSIERĂ
PRE-LUSTRIRE



MEDIE
LUSTRIRE



FINĂ
LUCIU SUPERIOR

CEA MAI SIMPLĂ MODALITATE DE A CREA UN LUCIU NATURAL

Forma inovatoare cu lamele flexibile creează un luciu natural pe toate restaurările din oxid de zirconiu. Indiferent dacă suprafețele sunt plane, convexe sau concave, lamelele impregnate cu diamant le lustruiesc până la un nivel de luciu foarte ridicat. În plus, TWIST™ DIA pentru zirconiu este autoclavabil.

BENEFICII

- Lustruire flexibilă pentru finisarea tuturor tipurilor de suprafețe dentare
- Foarte potrivit pentru suprafața ocluzală
- Modelarea restaurării din zirconiu este menținută
- Sterilizabil și reutilizabil
- Eficiență economică datorită durabilității și reutilizării crescute



**SCANAȚI PENTRU A VEDEA
INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE**



Ocluzal



Incizal



Vestibular



Vestibular



Lingual



Interproximal

VITEZE DE ROTAȚIE - RECOMANDATĂ ȘI MAXIMĂ

Viteză de rotație recomandată: 7.000 - 10.000 rpm pentru grosier/mediu/fin.

Viteza maximă: 20.000 rpm

TWIST™ DIA pentru Zirconiu

Sistem de finisare și lustruire pentru zirconiu

#1302-IP GROSIERĂ 14mm (10 buc)

#1305-IP FINĂ 14mm (10 buc)

#1303-IP MEDIE 14mm (10 buc)

#1301-IP Kit introductiv 14mm (3 buc)

LUSTRUIȚI COMPOZITUL CU TWIST™ DIA

Forma inovatoare cu lamele flexibile de lustruire oferă medicului stomatolog diverse beneficii de aplicare pentru rezultate excelente de lustruire. Aflați mai multe: kuraraynoritake.eu/twist-dia

Înainte de a utiliza acest produs, asigurați-vă că ați citit Instrucțiunile de utilizare ale produsului.

Specificațiile și aspectul produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă. Culoarea imprimată poate fi ușor diferită de culoarea reală.

Distribuit de:

Kuraray Europe GmbH, BU Medical Products, Philipp-Reis-Str. 4, 65795 Hattersheim am Main, Germania, +48 662 281 282, dental-EasternEurope@kuraray.com, www.kuraraynoritake.eu/ro



06/2021