

kuraray

Noritake

Universal Excellence Arbejdsgange



Forbehandling **Adhæsiv** Flow- og Pastaplast **Plastcement**

Særlige gæster

Kerneopbygning på vitale og avitale tænder

CLEARFIL™ DC CORE PLUS

- ✓ Dualhærdende, radiopakt to-komponents kerneopbygningsmateriale
- ✓ Enkel procedure
- ✓ Formstabil konsistens med Automix dispensering



CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2
et perfekt komplement til CLEARFIL™ DC Core Plus



Holdbar løsning til følsomme tænder

TEETHMATE™ DESENSITIZER

- ✓ Forsegler dentintubuli: Bruger avanceret teknologi til at genopbygge hydroxyapatit (HAp)
- ✓ Langtidsholdbar effekt for vedvarende patientkomfort
- ✓ Vævsvenlig og usynlig på tænder
- ✓ Neutral smag
- ✓ Enkel håndtering

Cariesdiagnostik

CARIES DETECTOR

- ✓ En visuel guide til cariesfjernelse:
Farver cariøst væv rødt under kavitetspræparation
- ✓ Hjælper med at bevare tandvæv, som kan remineraliseres



Kompatible CAD/CAM-materialer

1a. Valg af restaureringsmateriale | Zirkonia-blok

KATANA™ Zirconia Block

- ✓ Højæstetisk: Integreret farve- og translucensgraduering
- ✓ Stærk: 763 MPa*
- ✓ Hurtig: 15-minutters fræsning, 18-minutters sintringsprocedure**
- ✓ Bredt farveudvalg
- ✓ Alsidig: Endda egnet til broer i kindtandsregionen

* Datakilde: Kuraray Noritake Dental Inc.

** Når vægtykkelsen er under 6 mm anbefales torfræsning
Torfræsning er klart den anbefalede metode til enkelttandsrestaureringer.




MULTI
LAYERED

1b. Valg af restaureringsmateriale | Højtydende kompositblok

KATANA™ AVENCIA™ Block

- ✓ Overlegen polerbarhed og glansretention
- ✓ Høj slidresistens og skånsom mod antagonister
- ✓ Fremragende mekaniske egenskaber
- ✓ Dit foretrukne materiale til partielle kroner, indlæg, onlays og overlays



1c. Valg af restaureringsmateriale | Flerlaget zirkonia-disk

KATANA™ Zirconia Multi-Layered series

- ✓ Zirkoniablokke med en flerlagsstruktur
- ✓ Optimeret translucens for naturlig æstetik
- ✓ Bredt indikationsområde
- ✓ Høj blokkvalitet takket være in-house forarbejdning



MULTI
LAYERED

Indirekte Restaurerings- procedure



2. Rengøring | Rengøringsmiddel KATANA™ Cleaner

- ✓ Sikkerhedsforanstaltning: Overfladerengøring til optimeret binding
- ✓ Intra- og ekstraoral anvendelse, selv i rodkanaler
- ✓ Stærk rengøringseffekt takket være MDP-salt

3. Ætsning | Fosforsyre ætsgel K-ETCHANT Sprøjte

- ✓ Fremragende viskositet til kontrolleret påføring og afrensning – særlig velegnet til selektiv emaljeætsning





4. Cementering | Selvadhærende plastcement

PANAVIA™ SA Cement Universal

- ✓ Alsidig: Binder til zirkonia og glaskeramik
- ✓ Intet behov for primer
- ✓ Selvadhærende, selvvætsende, dualhærdende formel
- ✓ Effektiv arbejdsgang
- ✓ Nem overskuds fjernelse


Mulighed for kombination af CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 med PANAVIA™ SA Cement Universal



5. Polering | Poleringsværktøjer

TWIST™ DIA til Komposit/Zirkonia

- ✓ Fleksible poleringshjul
- ✓ Genanvendelig og autoklaverbar
- ✓ Til alle overflader
- ✓ Indeholder diamantpartikler



Direkte Fyldningsprocedure



1. Rengøring | Rengøringsmiddel

KATANA™ Cleaner

- ✓ Sikkerhedsforanstaltning: Overfladerengøring til optimeret binding
- ✓ Intra- og ekstraoral anvendelse, selv i rodkanaler
- ✓ Stærk rengøringseffekt takket være MDP-salt

2. Ætsning | Fosforsyre

K-ETCHANT Sprøjte

- ✓ Fremragende viskositet til kontrolleret påføring og afrensning – særligt velegnet til selektiv emaljeætsning



3. Binding | Universal-adhæsiv

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

- ✓ Eget til alle ætsningsteknikker
- ✓ Advanced Rapid Bond-teknologi inklusiv den originale MDP-monomer
- ✓ Ingen ventetid efter påføring
- ✓ Minimerer risikoen for kontaminering
- ✓ Bredt indikationsområde: direkte og indirekte restaureringer, reparationsprocedurer, stifter, kerneopbygningsprocedurer



4a. Fyldning | Universal-plast

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal


- ✓ 1 farve til kindtænder
- ✓ 2 farver til fortænder
- ✓ Intet behov for en blokeringsfarve
- ✓ Fantastiske håndteringsegenskaber
- ✓ Fremragende polerbarhed og glansretention

ELLER

4b. Fyldning | Universal-flowplast

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal

- ✓ Fleksibilitet med 2 flydeevner
- ✓ Blot 2 farver til alle kavitetsklasser
- ✓ Til alle kavitetsklasser (I til V)
- ✓ Fremragende polerbarhed og glansretention
- ✓ Intet behov for en blokeringsfarve
- ✓ Behagelig håndtering



5. Polering | Poleringsværktøjer

TWIST™ DIA for Composite

- ✓ Fleksible poleringshjul
- ✓ Genanvendelig og autoklaverbar
- ✓ Til alle overflader
- ✓ Indeholder diamantpartikler



For dybdegående information om de fremhævede produkter i denne brochure, se venligst vores hjemmeside.



Din kontakt

Kuraray Europe Benelux, Nordics & Baltics.

Margadantstraat 20, 1976 DN IJmuiden, Nederlandene

Telefon +31 (0)255 523 701

infonordics@kuraray.com

Website www.kuraraynoritake.eu



EU-importør

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Strasse 4,

65795 Hattersheim am Main, Germany

Telefonnummer +49 (0)69 305 35 835

Faks +49 (0)69 305 98 35 835

www.kuraraynoritake.eu

centralmarketing@kuraray.com

- Læs venligst den medfølgende brugsanvisning for anvendelse af produkterne.
- Produktets specifikationer og udseende kan ændres uden varsel.
- Trykt farve kan afvige en smule fra den faktiske farve.

"CLEARFIL", "AVENCIA", "PANAVIA" og "CLEARFIL MAJESTY" er varemærker tilhørende KURARAY CO., LTD.
"KATANA" er et varemærke tilhørende NORITAKE CO., LIMITED.

"TWIST" er et varemærke tilhørende EVE Ernst Vetter GmbH. TWIST™ DIA for Zirconia og TWIST™ DIA for Composite er produceret af EVE Ernst Vetter GmbH og solgt af Kuraray Europe GmbH.

"VITA Classical A1-D4™" farveskalaen er et varemærke tilhørende VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Tyskland.



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan
Website www.kuraraynoritake.com



Kuraray Noritake Dental Inc.

300 Higashiyama, Miyoshi-cho, Miyoshi, Aichi 470-0293, Japan
Website www.kuraraynoritake.com



MKA00743