

kuraray

Noritake

Arbetsflöden för Universal Excellence



Förbehandling Adhesiv Flytande och pastaliknande komposit Resincement

Kompletterande Produkter

Kärnuppbbyggnad för vitala och icke-vitala tänder

CLEARFIL™ DC CORE PLUS

- ✓ Dualhärdande, radiopakt tvåkomponentsmaterial för kärnuppbbyggnad
- ✓ Enkel procedur
- ✓ Levereras i automix med en konsistens som håller formen



CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 är ett perfekt komplement till CLEARFIL™ DC Core Plus



En hållbar lösning för känsliga tänder

TEETHMATE™ DESENSITIZER

- ✓ Förseglar dentintubuli:
Avancerad teknologi återuppbygger hydroxylapatit (HAp)
- ✓ Bestående effekt för bibehållen patientkomfort
- ✓ Väpnadsvänlig och osynlig i munnen
- ✓ Neutral smak
- ✓ Enkel hantering

Kariesdiagnostik

CARIES DETECTOR

- ✓ En visuell guide för avlägsnande av karies:
Rödfärgar kariesad tandsubstans under preparation
- ✓ Hjälper till att bevara remineraliserad tandstruktur



Kompatibla CAD/CAM-material

1a. Materialval | Zirkoniablock

KATANA™ Zirconia Block

- ✓ Högestestetiskt: Integrerad gradient för färg och translucens
- ✓ Starkt: 763 MPa*
- ✓ Snabbt: 15 minuters fräsning, 18 minuters sintring**
- ✓ Brett färgutbud
- ✓ Mångsidigt: Kan användas även i molarområdet

* Data: Kuraray Noritake Dental Inc.
** När godstjockleken är mindre än 6 mm rekommenderas torrfräsning.
Torrfräsning rekommenderas alltid för entandsättningar.




MULTI
LAYERED

1b. Materialval | Kompositblock med Hög translucent eller Multi-layered

KATANA™ AVENCIA™ Block 2

- ✓ Tidseffektivt arbetsflöde, ingen bränning krävs
- ✓ Utmärkta mekaniska egenskaper
- ✓ Naturlig glans på kort tid
- ✓ Strålande estetik
- ✓ Kapacitet för torrfräsning



MULTI
LAYERED

1c. Materialval | Multiskiktad zirkoniadisk

KATANA™ Zirconia Multi-Layered series

- ✓ Zirkoniadiskar med flerskiktad struktur
- ✓ Optimerad translucens för naturlig estetik
- ✓ Brett användningsområde
- ✓ Vår egen tillverkning ger hög kvalitet



MULTI
LAYERED

Arbetsföde för Indirekta Ersättningar



2. Rengöring | Rengöringsprodukt KATANA™ Cleaner

- ✓ Säkerhetsåtgärd: Ytrensning optimerar adhesionen
- ✓ Intra- och extraoral användning: även i rotkanalen
- ✓ MDP-salt ger effektiv rengöring

3. Etsning | Etsgel med fosforsyra K-ETCHANT Syringe

- ✓ Utmärkt viskositet för kontrollerad applicering och sköljning - särskilt användbar vid selektivetsning





4. Cementering | Självadhesivt cement **PANAVIA™ SA Cement Universal**


- ✓ Mångsidigt: binder till zirkonia och glaskeramer
- ✓ Ingen primer behövs
- ✓ Självadhesivt, självetsande, dualhärdande formula
- ✓ Effektiv arbetsgång
- ✓ Enkelt att avlägsna överskott

Fritt val: CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2
i kombination med PANAVIA™ SA Cement Universal



5. Polering | Putsinstrument **TWIST™ DIA** for Composite / Zirconia

- ✓ Flexibla putstrissor
- ✓ Kan återanvändas och tål autoklivering
- ✓ För alla ytor
- ✓ Innehåller diamantpartiklar



Arbetsgång för Direkta Ersättningar



1. Rengöring | Rengöringsprodukt KATANA™ Cleaner

- ✓ Säkerhetsåtgärd: Ytrengöring för optimal adhesion
- ✓ Intra- och extraoral användning; även i rotkanalen
- ✓ MDP- salt bidrar till effektiv rengöring

2. Etsning | Etsgel med fosforsyra K-ETCHANT Syringe

- ✓ Utmärkt viskositet ger kontrollerad applicering och sköljning - särskilt användbar vid selektivetsning av emalj



3. Bonding | Universaladhesiv

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

- ✓ Passar för alla etsningstekniker
- ✓ Advanced Rapid Bond- teknologi med MDP originalmonomer
- ✓ Ingen väntetid efter applicering
- ✓ Minimerar risken för kontamination
- ✓ Många användningsområden: direkta och indirekta ersättningar, lagningar, stift, pelaruppbyggnad



4a. Fyllningar | Universalkomposit

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal


- ✓ 1 färg för posteriora fyllningar
- ✓ 2 färger för anteriora fyllningar
- ✓ Ingen blockering behövs
- ✓ Utmärkta egenskaper vid handhavande
- ✓ Utmärkt polerbarhet och beständig ytglans

ELLER

4b. Fyllningar | Flytande universalkomposit

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal

- ✓ Bekvämt med två flytbarheter
- ✓ Enbart 2 färger för alla kavitetklasser
- ✓ För alla kavitetklasser (I till V)
- ✓ Utmärkt polerbarhet och beständig ytglans
- ✓ Ingen blockering behövs
- ✓ Bekväm hantering



5. Polering | Putsinstrument

TWIST™ DIA for Composite

- ✓ Flexibla putshjul
- ✓ Kan återanvändas och tål autoklavering
- ✓ För alla ytor
- ✓ Innehåller diamantpartiklar



För fullständig information om produkterna i denna broschyr hänvisar vi till vår webbplats.



Contactinformation

Kuraray Europe Benelux, Nordics, Baltics, UK & Ireland

Margadantstraat 20, 1976 DN IJmuiden, Nederländerna
Postbus 299, 1970 AG IJmuiden, Nederländerna
Tel: +31 (0)255 523 701
infonordics@kuraray.com
www.kuraraynoritake.eu



EU-importör

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Strasse 4,
65795 Hattersheim am Main, Germany
Phone +49 (0)69 305 35 835
Fax +49 (0)69 305 98 35 835
www.kuraraynoritake.eu
centralmarketing@kuraray.com

- Läs Användarinstruktionerna som följer med produkten innan användning
- Specifikationerna och utseendet på produkten kan komma att ändras utan förvarning
- De tryckta färgerna kan skilja sig något från verkligheten

"CLEARFIL", "AVENCIA", "PANAVIA" och "CLEARFIL MAJESTY" är varumärken från KURARAY CO.; LTD.
"KATANA" är ett varumärke från NORITAKE CO.; LIMITED.

"TWIST" är ett varumärke från EVE Ernst Vetter GmbH. TWIST™ DIA for Zirconia och TWIST™ DIA for Composite tillverkas av EVE Ernst Vetter GmbH och distribueras av Kuraray Europe GmbH.

VITA classical A1-D4 färgskala är ett varumärke från VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Tyskland



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan
Website www.kuraraynoritake.com



Kuraray Noritake Dental Inc.

300 Higashiyama, Miyoshi-cho, Miyoshi, Aichi 470-0293, Japan
Website www.kuraraynoritake.com

