

CEMENT

PANAVIA™ SA CEMENT UNIVERSAL



Binder till alla material, inklusive glaskeramik, utan behov av en separat primer.



Indikationer					Binder till					Tandsubstans	Härdningssystem		
Kronor & broar	Inlägg/ Onlays	Fasader	Adhesiva broar	Stift	Metall-oxid-keramer (Zirconia)	Komposit och hybrid-keramer	Glas-baserad keramik	Oädel metall	Ädel-metall		Dual-härdning	Fluorid-avgivning	Punkt-härda överskott
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PANAVIA™ V5



Ett cement. Alla indikationer
En primer-procedur.



					 Måste användas med CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS					 PANAVIA™ V5 Måste användas med Tooth Primer			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

PANAVIA™ F 2.0



Pålitligt adhesivt resincement
med hög bindningsstyrka.



					 Måste användas med CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS		 Måste användas med ALLOY PRIMER	 PANAVIA™ F 2.0 Måste användas med ED Primer II					
✓	✓	✓**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CEMENT

PANAVIA™ SA CEMENT UNIVERSAL



**Självadhesivt
Ingen primer behövs**

● ● ● ● ● Enkel procedur
● ● ● ● ● Estetik

- ✓ Universellt och lämpligt för alla protetiska restaurationer och glaskeramik
- ✓ Enkelt, gingivavänligt avlägsnande av överskott
- ✓ Inga separata primers behövs Silan och MDP-primer inbyggt
- ✓ Förvaring vid rumstemperatur

PANAVIA™ V5



**Bästa estetik
Allround-cement**

● ● ● ● ● Enkel procedur
● ● ● ● ● Estetik

- ✓ Störst indikationsområde, inklusive adhesion för broar och fasader
- ✓ Mest estetiska dualcementet (5 färger)
- ✓ Pålitlig försegling av marginaler med hög bindningsstyrka

PANAVIA™ F 2.0



**Pålitligt universellt
Klassiskt resincement**

● ● ● ● ● Enkel procedur
● ● ● ● ● Estetik

- ✓ Pålitligt universellt adhesivt resincement för helkeramiska- och metallrestaurationer
- ✓ Unikt självetsande primersystem
- ✓ Anaerobisk härdning