

FARBSCHATTIERUNGEN

KURARAY FARBCODE

US	Universal Standard	DG	Dark Gray	YBO	Yellow Brown Opaque
UY	Universal Yellow	LO	Light Opaque	DGO	Dark Gray Opaque
UL	Universal Light	YO	Yellow Opaque	L	Light
UO	Universal Opaque	HO	Hollywood Opaque (Bleach White)	U	Universal
XL	Extra Light	CL	Clear Transparent	Y	Yellow
DY	Dark Yellow	DYO	Dark Yellow Opaque	G	Gray
YB	Yellow Brown			B	Brown

ÜBERSETZUNG DES VITA™ FARBCODES

Vita	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B2.5	B3
*Kuraray	UL	US	DY, (B)	G	–	L, XL ¹	U	UY	Y,YO
Vita	B4	C2	C3	OA1	OA2	OA3	OB4	Enamel	HO
*Kuraray	YB	DGO	DG	LO	UO	DYO	YOB	–	–

* Gilt nur für die folgenden Produkte: CLEARFIL™ PHOTO POSTERIOR, CLEARFIL™ ST OPAQUER

¹ Für CLEARFIL™ PHOTO POSTERIOR

ÜBERSETZUNG DES KURARAY FARBCODES IN DEN VITA™ FARBCODE

Kuraray Farbcode	Farbbeschreibung	Schattierung	Vita™ Farbcode
Enamel	Enamel		Enamel
HO	Hollywood Opaque (Bleach White)	Light	A1
UL	Universal Light	Dark	
LO	Light Opaque	Opaque	
US	Universal Standard		A2
UO	Universal Opaque	Opaque	
DY	Dark Yellow	Light	A3
B	Brown	Dark	
DYO	Dark Yellow Opaque	Opaque	
G	Gray		A3.5
XL	Extra Light	Light	B1
L	Light	Dark	
U	Universal		B2
UY	Universal Yellow		B2.5
Y	Yellow		B3
YO	Yellow Opaque	Opaque	
DYO	Dark Yellow Opaque	Opaque	B3.5
YB	Yellow Brown		B4
YBO	Yellow Brown Opaque	Opaque	
DGO	Dark Gray Opaque	Opaque	C2
DG	Dark Gray		C3

PANAVIA™ F 2.0:

IN VIER FARBSCHATTIERUNGEN LIEFERBAR:



- **TC (zahnfarben)**

Unterstützt farblich das natürliche Dentin.

- **Light (transluzent)**

Nahezu durchsichtig. Optimal für Veneers, Restaurationen aus Metalloxidkeramik.

- **White**

Jedoch nicht opak. Beeinflusst optimal und natürlich dunkles Dentin und Dentinverfärbungen.

- **Opaque**

Deckt den Untergrund vollständig ab. Besonders geeignet für NEM-, EM-Legierungen und Klebe-/ Marylandbrücken.