

CLEARFIL™ ST OPAQUER



SKUTECZNE I ŁATWE MASKOWANIE METALU I PRZEBARWIEŃ?

CLEARFIL™ ST OPAQUER jest światłoutwardzalnym, całkowicie kryjącym materiałem kompozytowym, nakładanym w bardzo cienkich warstwach. Już jedna warstwa 0,05 mm skutecznie pokrywa metal oraz przebarwione tkanki zęba. Dopracowana, półpłynna konsystencja materiału, pozwalająca na łatwą, szybką i precyzyjną aplikację, sprawia, że jest to najlepszy materiał z wyboru do tego typu prac.

Stanowi skuteczne i łatwe rozwiązanie, w przypadku problematycznych napraw na metalu, przygotowania tkanek zębów do licówek, czy rozjaśniania przebarwionych tkanek po leczeniu kanałowym, antybiotykoterapii, itp.

WSKAZANIA

- ✓ Maskowanie metalu podczas wewnątrzustnych napraw porcelanowych koron wykonanych na podbudowie metalowej.
- ✓ Maskowanie metalu podczas rekonstrukcji na wkładach koronowo-korzeniowych.
- ✓ Rozjaśnianie przebarwień podczas przygotowywania zębów do licówek porcelanowych lub kompozytowych.
- ✓ Maskowanie materiałów podkładowych do pokrycia miazgi.

KORZYŚCI

- ✓ Skuteczne krycie i maskowanie przebarwień w warstwie do 0,05 mm.
- ✓ Całkowite maskowanie metalu pierwszą warstwą.
- ✓ Pełna kompatybilność łączenia z innymi kompozytami.
- ✓ Konsystencja płynna zapewniająca precyzyjną aplikację bezpośrednio ze strzykawki.
- ✓ Uniwersalność zastosowania oraz kolorystyki.

ASORTYMENT PRODUKTÓW

NUMER	PRODUKT	ZAWARTOŚĆ	OPIS
#636-EU	CLEARFIL™ ST OPAQUER L	1 strzykawka: 4,0 g	Kolor Light (L) odpowiada kolorowi bardzo jasnej zębiny.
#637-EU	CLEARFIL™ ST OPAQUER US	1 strzykawka: 4,0 g	Kolor Uniwersalny (U) odpowiada kolorowi zębiny A2-A3.

WYPRÓBUJ RÓWNIEŻ



CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS to uniwersalny primer protetyczny do adhezyjnego cementowania oraz napraw. Produkt zawiera zarówno oryginalny monomer MDP firmy Kuraray Noritake, jak i związek silanowy, co pozwala na dużą siłę wiązania do wszystkich materiałów ceramicznych na bazie krzemionki, tlenku cyrkonu, kompozytów, a nawet stopów metali. CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS doskonale łączy się z cementem kompozytowym PANAVIA™ V5, zapewniając proste procedury cementowania i przewidywalny efekt kliniczny.



ALLOY PRIMER to preparat przygotowujący powierzchnię metalu. Zapewnia siłę wiązania żywicom kompozytowym i estrom akrylowym ze złotem, tytanem oraz innymi metalami, bez konieczności cynowania.

Więcej informacji znajdziesz na stronie kuraraynoritake.eu/pl