

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2



Jeden bond na všechno

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 je nejnovější evolucí v technologii stomatologického bondování, která zubním lékařům nabízí zjednodušené a efektivní řešení.

Toto adhezivum, navržené tak, aby zlepšilo váš pracovní postup, poskytuje spolehlivý výkon napříč různými klinickými situacemi.

Indikace

- ✓ Přímé výplně zhotovené ze světlem vytvrzované kompozitní pryskyřice
- ✓ Zapečetění preparované kavity nebo pilířového zubu v rámci předošetření před umístěním nepřímé náhrady
- ✓ Ošetření obnažených povrchů kořene
- ✓ Ošetření hypersenzitivních zubů
- ✓ Intraorální opravy prasklých náhrad
- ✓ Cementování a zhotovení korunkové stavby
- ✓ Cementování nepřímých náhrad

Výhody

- ✓ Snadné nanášení
- ✓ Rychlý a jednoduchý postup
- ✓ Trvale odolná vazba
- ✓ Vysoce pevná vazebná vrstva
- ✓ Univerzálnost pro různé použití
- ✓ Minimalizované riziko vzniku nerovnoměrné vrstvy
- ✓ Vždy připraveno k použití


Složitá technologie skrytá za jednoduchostí

Ve společnosti Kuraray Noritake Dental Inc. jsme zdokonalili naši technologii monomerů tak, aby poskytovala výjimečný vazebný výkon při minimálním úsilí. Naše patentovaná technologie Advanced Rapid Bond kombinuje tři klíčové monomery – originální MDP, amid a uretan tetrametakrylát. Vzniká tak výkonné adhezivum, které současně napomáhá snadnému použití a dlouhotrvajícím výsledkům.





Jak porovnáváme



Sortiment produktů

OBJ. ČÍSLO	POPIS VÝROBKU	OBSAH
#4042-EU	CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 Bottle Refill (lahvička, doplňující balení)	5,0 ml x 1 lahvička
#4044-EU	CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 Bottle Value Pack (lahvička, výhodné doplňující balení)	5,0 ml x 3 lahvičky
#4046-EU	CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 Unit Dose Standard Pack (jedna dávka, standardní balení)	1 ml kompule x 50 hrotů, aplikační štěteček jemný stříbrný x 50 ks

**NASKENUJTE
A ZJISTĚTE VÍCE**

