

ADHÄSIVE
ÜBERSICHT

Self-Etch		Klassifizierung	Direkte Restauration	Kavitätenversiegelung	Desensibilisierung
CLEARFIL™ Universal Bond Quick		1-Schritt-System	✓	✓	✓
CLEARFIL™ SE BOND		2-Schritt-System	✓	✓ 1)	✓
CLEARFIL™ SE BOND 2 Unit Dose		2-Schritt-System	✓	✓ 1)	✓
CLEARFIL™ S³ BOND PLUS		1-Schritt-System	✓	✓ 1)	
CLEARFIL™ Liner Bond 2V		2-Schritt-System	✓	✓ 1)	✓
Antibakterielle Therapie					
CLEARFIL™ SE Protect		2-Schritt-System	✓	✓ 1)	✓
Total-Etch					
CLEARFIL™ Universal Bond Quick		1-Schritt-System	✓	✓	✓
CLEARFIL™ PHOTO BOND		2-Schritt-System	✓		
CLEARFIL™ NEW BOND		2-Schritt-System	✓	✓	

Lichthärtend	Selbsthärtend	Aushärtungsdauer	Kombination mit licht-härtenden Kompositen	Kombination mit selbst-härtenden Kompositen	Seitenzahl
✓		10 Sek.	✓	✓ 2)	12
✓		10 Sek.	✓		14
✓		10 Sek.	✓	✓ 3)	16
✓		10 Sek.	✓	✓ 4)	18
✓	✓	20 Sek.	✓	✓	20
✓		10 Sek.	✓	✓ 3)	26
✓		10 Sek.	✓	✓ 2)	12
✓	✓ 5)	10 Sek.	✓	✓	22
	✓			✓	24

1) Nach Aushärtung des Adhäsivs sollte für indirekte Restaurationen eine Schicht Komposit aufgetragen werden (z.B. CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow).

2) In Kombination mit CLEARFIL™ DC Activator (Anwendung nicht nötig bei Verwendung von CLEARFIL™ DC CORE PLUS oder PANAVIA™ SA Cement Plus)

3) Mit CLEARFIL™ DC Activator

4) Nur in Kombination mit CLEARFIL™ DC CORE PLUS.

5) Selbsthärtende Eigenschaften.