



# PANAVIA F 2.0 Complete Kit



See Instructions for Use

## ENGLISH

### Precaution

1. Mixed PANAVIA F 2.0 Paste will not set up on the pad. The paste will cure on contact with the PANAVIA F 2.0 ED PRIMER II.
2. PANAVIA F 2.0 Complete Kit must be stored in a refrigerator.
3. Phosphoric acid (e.g. K-ETCHANT GEL) is not contained in this kit. Please purchase the phosphoric acid separately.

## FRANÇAIS

### Précautions

1. La PANAVIA F 2.0 Paste mélangée ne va pas durcir sur le bloc. La pâte ne polymérisera qu'au contact de PANAVIA F 2.0 ED PRIMER II.
2. PANAVIA F 2.0 Complete Kit doit être conservé au réfrigérateur.
3. Ce kit ne contient pas d'acide phosphorique (par ex. K-ETCHANT GEL). Veuillez vous fournir en acide phosphorique séparément.

## ESPAÑOL

### Precaución

1. PANAVIA F 2.0 Paste mezclado no endurecerá en el papel de mezcla. La pasta polimerizará en contacto con PANAVIA F 2.0 ED PRIMER II.
2. PANAVIA F 2.0 Complete Kit debe almacenarse en un refrigerador.
3. Este kit no contiene ácido fosfórico (p. ej. K-ETCHANT GEL). Compre el ácido fosfórico por separado.

## ITALIANO

### Precauzione

1. La pasta PANAVIA F 2.0 Paste miscelata non si fissa sul tampone. La pasta si polimerizza a contatto con PANAVIA F 2.0 ED PRIMER II.
2. PANAVIA F 2.0 Complete Kit deve essere conservato in frigorifero.
3. Questo kit non contiene acido fosforico (p.e. K-ETCHANT GEL). Si prega di acquistare l'acido fosforico separatamente.

## NEDERLANDS

### Voorzorgen

1. De gemengde PANAVIA F 2.0-pasta hardt niet uit op een mixing pad. De pasta hardt uit bij contact met de PANAVIA F 2.0 ED PRIMER II.
2. PANAVIA F 2.0 Complete Kit dient in een koelkast te worden bewaard.
3. In deze kit zit geen fosforzuur (vb. K-ETCHANT GEL). Koop het fosforzuur apart.

## DEUTSCH

### Vorsichtsmaßnahmen

1. Die angemischte PANAVIA F 2.0 Paste setzt sich nicht auf dem Pad ab. Die Paste härtet bei Kontakt mit dem PANAVIA F 2.0 ED PRIMER II aus.
2. Das PANAVIA F 2.0 Complete Kit muss im Kühlschrank aufbewahrt werden.
3. Dieses Kit enthält kein Ätzmittel (z.B. K-ETCHANT GEL). Bitte erwerben Sie das Ätzmittel separat.

## SVENSKA

### Försiktighetsåtgärder

1. Blandad PANAVIA F 2.0 Paste kommer inte att härda på blandningsblocket. Pastan kommer att härda vid kontakt med PANAVIA F 2.0 ED PRIMER II.
2. PANAVIA F 2.0 Complete Kit bör förvaras i kylskåp.
3. Fosforhaltigt etsmedel (t.ex. K-ETCHANT GEL) ingår inte i detta kit. Köp fosforsyra. etsmedel separat.

## NORSK

### Forholdsregler

1. Blandet PANAVIA F 2.0 Paste Herder ikke på blandblokken. Pastaen vil herde i kontakt med PANAVIA F 2.0 ED PRIMER II.
2. PANAVIA F 2.0 Complete Kit bør lagres i kjøleskap.
3. Dette produktet inneholder ingen fosforsyre (f.eks. K-ETCHANT GEL). Den må kjøpes separat.

## SUOMI

### Varotoimenpide

1. Sekoitettu PANAVIA F 2.0 Paste ei kovetu alustalla. Pasta kovettuu, joutuessaan kosketuksiin PANAVIA F 2.0 ED PRIMER II kanssa.
2. PANAVIA F 2.0 Complete Kit on säilytettävä jääkaapissa.
3. Pakkaus ei sisällä fosforihappoa (esim. K-ETCHANT GEL). Fosforihappo on hankittava erikseen.

## DANSK

### Forsigtighedsforholdsregler

1. Blandet PANAVIA F 2.0 Paste afbinder ikke på blandedblokken. Pastaen hærdet ved kontakt med PANAVIA F 2.0 ED PRIMER II.
2. PANAVIA F 2.0 Complete Kit skal opbevares i køleskab.
3. Fosforsyre (fx K-ETCHANT GEL) er ikke indeholdt i dette kit. De bedes købe fosforsyren separat.

## PORTUGUÊS

### Precauções

1. A pasta PANAVIA F 2.0 Paste misturada não endurecerá na base de mistura. A pasta sofrerá polimerização em contacto com o PANAVIA F 2.0 ED PRIMER II.
2. O PANAVIA F 2.0 Complete Kit deverá ser conservado em frigorífico..
3. Este kit não contém ácido fosfórico (por ex., K-ETCHANT GEL). Por favor adquira o ácido fosfórico separadamente.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

### Προφυλάξεις

1. Αναμεμιγμένη πάστα PANAVIA F 2.0 Paste δεν θα πολυμεριστεί επάνω στο μπλοκ. Η πάστα θα πολυμεριστεί όταν έρθει σε επαφή με το υλικό PANAVIA F 2.0 ED PRIMER II.
2. Το kit PANAVIA F 2.0 Complete Kit πρέπει να διατηρείται στο ψυγείο.
3. Σε αυτό το kit δεν περιλαμβάνεται φωσφορικό οξύ (π.χ. K-ETCHANT GEL). Παρακαλούμε να προμηθευτείτε ξεχωριστά το φωσφορικό οξύ.

## TÜRKÇE

### Önlemler

1. Karıştırılmış PANAVIA F 2.0 Paste karıştırma kağıdı üzerinde sertleşmez. Pat. PANAVIA F 2.0 ED PRIMER II ile temas ettiğinde sertleşir.
2. PANAVIA F 2.0 Complete Kit buzdolabında saklanmalıdır.
3. Bu kit, fosforik asit (örn. K-ETCHANT GEL) içermez. Fosforik asidi lütfen ayrıca satın alın.



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan



Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Str. 4,

65795 Hattersheim am Main, Germany

Phone:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640