

Vue d'ensemble

Automordançants	Classification	Restauration Directe	Restauration Indirecte	Désensibilisation	Dosage individuel possible	Photopolymérisable	Autopolymérisant	Temps de prise (lumière)	Association à des composites photopolymérisables	Association à des composites autopolymérisants	Testé cliniquement	Numéro de page
CLEARFIL™ S'BOND 	Système 1-étape	✓	✓ 1)	✓	✓	✓		10 sec.	✓		✓	12
CLEARFIL™ SE BOND 	Système en 2-étapes	✓	✓ 1)	✓	✓	✓		10 sec.	✓		✓	14
CLEARFIL™ DC BOND 	Système 1-étape	✓	✓ 1)	✓	✓	✓	✓ 2)	10 sec. core build-ups: 20 sec.	✓	✓	✓	16
CLEARFIL™ LINER BOND 2V 	Système en 2-étapes	✓	✓ 1)	✓	✓	✓	✓	20 sec.	✓	✓	✓	18
Mordançage total												
CLEARFIL™ PHOTO BOND 	Système en 3-étapes	✓	✓		✓	✓	✓ 2)	10 sec.	✓	✓	✓	20
CLEARFIL™ NEW BOND 	Système en 2-étapes	✓	✓		✓		✓			✓	✓	21
Automordançant / thérapie antibactérienne												
CLEARFIL™ PROTECT BOND 	Système en 2-étapes	✓	✓ 1)	✓	✓	✓		10 sec.	✓		✓	22

1) Après la prise, l'adhésif polymérisé doit être recouvert par un composite (par ex. CLEARFIL MAJESTY™ Flow)

2) Autopolymérisant