

**1. IEDAĻA. Vietas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana**

- **1.1 Produkta identifikators**
- Produkta nosaukums tirgū: EX-3 PRESS
- Artikula numurs: 831
- Reģistrācijas numurs nav pielietojams
- **1.2 Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot**  
Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **Vietas/ preparāta pielietojums** Zobārstniecības porcelāns
- **1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju**
- **Ražotājs:**  
Kuraray Europe GmbH  
Philipp-Reis-Str. 4,  
65795 Hattersheim am Main  
Germany  
Phone:+49 (0)69 305 35835  
Fax:+49 (0)69 305 98 35835  
E-mail: dental@kuraray.de
- **Informācijas sniedzējs:** Ražotājs
- **1.4 Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:**  
( UK ) 0 800 680 0425  
( GB ) +44 20 35147487  
( AU ) +61 2 80363166  
\* 3E Company  
\* Kuraray Access Code:334674

**2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana**

- **2.1 Vietas vai maisījuma klasificēšana**
- **Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008**  
Saskaņā ar CLP regulu šis materiāls netiek klasificēts kā bīstams.
- **Papildu dati:**  
Medicīniskie produkti, kas atbilst vadlīniju 93/42/EEK definīcijai un ko izmanto invazīvi vai tiešā kontaktā ar ķermeni, ir atbrīvoti no regulas (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS (ķīmikāliju klasificēšanas un marķēšanas vispārēji saskaņotā sistēma)) noteikumiem, ja tie ir gatavā veidā un paredzēti galalietotājam.
- **2.2 Etiķetes elementi**
- **Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008** iztrūkst
- **Bīstamības piktogrammas** iztrūkst
- **Signālvārds** iztrūkst
- **Bīstamības apzīmējumi** iztrūkst
- **2.3 Citi apdraudējumi**
- **PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**
- **PBT:** Nav pielietojams.
- **vPvB:** Nav pielietojams.

**3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām**

- **3.2 Ķīmiskais raksturojums: Maisījumi**
- **Apraksts:** Maisījums no šādām vielām ar nekaitīgiem piejaukumiem.
- **Bīstamie komponenti:** iztrūkst
- **Citas sastāvdaļas**  
Kālija alumīnija silikāts  
Pigmenti

**Produkta nosaukums tirgū: EX-3 PRESS**

(Turpinājums 1.lpp.)

**4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi**

- **4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts**
- **Pēc ieelpošanas:** Svaiga gaisa padeve, sūdzībām saglabājoties, konsultēties ar ārstu.
- **Pēc saskares ar ādu:** Parasti produkts nekairina ādu.
- **Pēc nokļūšanas acīs:** Acis caur pavērtiem plakstiņiem skalot vairākas minūtes zem tekoša ūdens.
- **Pēc norīšanas:** Sūdzībām saglabājoties, konsultēties ar ārstu.
- **4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**  
Nav pieejama cita būtiska informācija.

**5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi**

- **5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi**
- **Piemērotie dzēsšanas līdzekļi:** Produkts nav uzliesmojošs.
- **5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem**
- **Īpašais aizsargaprīkojums:** Nav nepieciešami īpaši pasākumi.

**6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos**

- **6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**  
Nav nepieciešams.
- **6.2 Vides drošības pasākumi:** Nav nepieciešami īpaši pasākumi.
- **6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli:** Mehāniski savākt.
- **6.4 Atsauce uz citām iedaļām**  
Bīstamas vielas neizdalās.  
Informāciju par darba drošību skatīt 7.nodaļā.  
Informāciju par personīgo aizsargaprīkojumu skatīt 8.nodaļā.  
Informāciju par atkritumu likvidāciju skatīt 13.nodaļā.

**7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana**

- **7.1 Piesardzība drošai lietošanai**  
Nepieļaut putekļu veidošanos.  
Darba vietā rūpēties par labu ventilāciju/ nosūkšanu.
- **Norādes aizsardzībai pret degšanu un eksploziju:** Nav nepieciešami kādi īpaši pasākumi.
- **7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**
- **Uzglabāšana:**
- **Prasības, kādām jāatbilst uzglabāšanas telpām un tvertnēm:** Īpašu prasību nav.
- **Norādes par vairāku vielu kopēju uzglabāšanu:** Nav nepieciešams.
- **Citi uzglabāšanas nosacījumi:** Uzglabāt istabas temperatūrā.
- **7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)** Nav pieejama cita būtiska informācija.

**8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība**

- **Papildu informācija par tehnisko iekārtu izveidošanu:** Nav citu datu, skat. 7.punktu.
- **8.1 Pārvaldības parametri**
- **Sastāvdaļas, kuru robežvērtības ir kontrolējamas attiecīgajā darba vietā:**  
Produkts nesatur nozīmīgus vielu daudzumus, kuru robežvērtības būtu kontrolējamas darba vietā.
- **Papildu informācija:** Pamatā tika izmantoti sastādīšanas laikā spēkā esošie saraksti.

(Turpinājums 3.lpp.)

## Drošības datu lapā atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Iespiešanas datums: 17.12.2019

Versijas numurs 1

Labojums: 17.12.2019

**Produkta nosaukums tirgū: EX-3 PRESS**

(Turpinājums 2.lpp.)

- **8.2 Iedarbības pārvaldība**
- **Personīgais aizsargaprīkojums:**
- **Vispārēji aizsardzības un higiēnas pasākumi:** Neieelpot putekļus/ dūmus/ miglu.
- **Elpošanas ceļu aizsardzība:**  
Pie īslaicīgas vai nelielas slodzes lietot elpošanas respiratoru; pie ilgstošas vai garākas saskares izmantot gāzmasku, kas nav atkarīga no ventilācijas
- **Roku aizsardzība:** Nav nepieciešams
- **Cimdu materiāls**  
Piemērotu cimdu izvēle ir atkarīga ne tikai no materiāla, bet arī no citiem kvalitātes rādītājiem, kuri dažādiem ražotājiem ir atšķirīgi. Tā kā produktu izgatavo no vairākām vielām, cimdu materiāla izturība iepriekš nav aprēķināma, tāpēc pirms lietošanas tā ir jāpārbauda.
- **Cimdu materiāla caurlaides laiks**  
Precīzu cauri izspiešanās laiku (permeabilitāti) var uzzināt no aizsargcimdu ražotāja, šis laiks jāievēro, lietojot cimdus.
- **Acu aizsardzība:** Aizsargbrilles

### 9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

- |                                                                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| · <b>9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām</b> |                                |
| · <b>Vispārēji dati</b>                                              |                                |
| · <b>Izskats:</b>                                                    |                                |
| <b>Forma:</b>                                                        | Lodītes                        |
| <b>Krāsa:</b>                                                        | Iekrāsots                      |
| · <b>Smarža:</b>                                                     | Bez smakas                     |
| · <b>Smaržas sliekšnis:</b>                                          | Nav noteikts.                  |
| · <b>pH vērtība:</b>                                                 | Nav noteikts.                  |
| · <b>Stāvokļa maiņa</b>                                              |                                |
| <b>Kušanas/sasalšanas temperatūra:</b>                               | Nav noteikts.                  |
| <b>Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons:</b>           | Nav noteikts.                  |
| · <b>Uzliesmošanas temperatūra:</b>                                  | Nav noteikts.                  |
| · <b>Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm):</b>                      | Viela nedeg.                   |
| · <b>Noārdīšanās temperatūra:</b>                                    | Nav noteikts.                  |
| · <b>Pašaiždegšanās temperatūra:</b>                                 | Nav noteikts.                  |
| · <b>Sprādzienbīstamība:</b>                                         | Produkts nav sprādzienbīstams. |
| · <b>Eksplozijas robežas:</b>                                        |                                |
| <b>Apakšējā:</b>                                                     | Nav noteikts.                  |
| <b>Augšējā:</b>                                                      | Nav noteikts.                  |
| · <b>Oksidēšanas īpašības:</b>                                       | Nav noteikts.                  |
| · <b>Tvaika spiediens:</b>                                           | Nav noteikts.                  |
| · <b>Blīvums:</b>                                                    |                                |
| <b>Relatīvais blīvums</b>                                            | Nav noteikts.                  |
| <b>Tvaiku blīvums</b>                                                | Nav noteikts.                  |
| <b>Iztvaikošanas ātrums</b>                                          | Nav noteikts.                  |
| · <b>Šķīdība/ maisīšanās spēja ar ūdeni:</b>                         | Nešķīstošs.                    |
| · <b>Sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens:</b>                   | Nav noteikts.                  |
| · <b>Viskozitāte:</b>                                                | Nav noteikts.                  |

(Turpinājums 4.lpp.)

**Drošības datu lapā  
atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants**

Iespēšanas datums: 17.12.2019

Versijas numurs 1

Labojums: 17.12.2019

**Produkta nosaukums tirgū: EX-3 PRESS**

(Turpinājums 3.lpp.)

- |                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| · <b>dinamiskā:</b>           | Nav noteikts.                          |
| · <b>kinemātiskā:</b>         | Nav noteikts.                          |
| · <b>9.2 Cita informācija</b> | Nav pieejama cita būtiska informācija. |

**10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja**

- **10.1 Reaģētspēja** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **10.2 Ķīmiskā stabilitāte**
- **Termiskā sadalīšanās/ apstākļi, no kuriem jāizvairās:**  
Nesadalās, ja uzglabā un ar to rīkojas atbilstoši nosacījumiem.
- **10.3 Bīstamu reakciju iespējamība** Nav zināmas bīstamas reakcijas.
- **10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **10.5 Nesaderīgi materiāli:** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **10.6 Bīstami noārdīšanās produkti:** nav

**11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija**

- **11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi**
- **Akūta toksicitāte** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Primārā kairinājuma iedarbība:**
- **Kodīgums/kairinājums ādai** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Nopietns acu bojājums/kairinājums**  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Elpceļu vai ādas sensibilizācija** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **CMR ietekmes (kancerogēnums un mutagēnums un toksiskums reproduktīvai funkcijai).**
- **Mikroorganismu šūnu mutācija** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Kancerogēnums** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai**  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība**  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība**  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Bīstamība ieelpojot** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

**12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija**

- **12.1 Toksicitāte**
- **Ūdeņu toksiskums:** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **12.2 Noturība un spēja noārdīties** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **12.3 Bioakumulācijas potenciāls** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **12.4 Mobilitāte augsnē** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **Cita ekoloģijas informācija:**
- **Vispārējie norādījumi:**  
Ūdens apdraudējuma klase 1 (Pašu klasifikācija): vāji apdraud ūdeni  
Nepieļaut nokļūšanu gruntsūdeņos, ūdeņos vai kanalizācijā neatšķaidītā veidā vai lielākos daudzumos.
- **12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**
- **PBT:** Nav pielietojams.
- **vPvB:** Nav pielietojams.
- **12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes** Nav pieejama cita būtiska informācija.

LV

(Turpinājums 5.lpp.)

Produkta nosaukums tirgū: EX-3 PRESS

(Turpinājums 4.lpp.)

**13. IEDAĻA. Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu**

- **13.1 Atkritumu apstrādes metodes**
- **Ieteikums:** Mazākus daudzumus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
- **Neattīrītie iesaiņojumi:**
- **Ieteikums:** Likvidēšana atbilstoši oficiāliem noteikumiem.

**14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu**

- |                                                                                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| · <b>14.1 ANO numurs</b>                                                               |                   |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                                          | iztrūkst          |
| · <b>14.2 ANO sūtīšanas nosaukums</b>                                                  |                   |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                                          | iztrūkst          |
| · <b>14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b>                                    |                   |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                                          |                   |
| · <b>klase</b>                                                                         | iztrūkst          |
| · <b>14.4 Iepakojuma grupa</b>                                                         |                   |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                               | iztrūkst          |
| · <b>14.5 Vides apdraudējumi:</b>                                                      |                   |
| · <b>Jūras piesārņotājs:</b>                                                           | Nē                |
| · <b>14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem</b>                                  | Nav pielietojams. |
| · <b>14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam</b> | Nav pielietojams. |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                                        | iztrūkst          |

**15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu**

- **15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**
- **Direktīvu 94/33/EC:**  
Gadījumā, ja personas, jaunākas par 18 gadiem, apejas ar šo produktu, tām jābūt sevišķi uzmanīgām.
- **Direktīvu 94/85/EEC:** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **Konkrētas bīstamās vielas - I PIELIKUMS** Nesatur nevienu no sastāvdaļām
- **15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums:** Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

**16. IEDAĻA. Cita informācija**

Dati balstīti uz mūsu šībrīža atziņām, taču tie negarantē produkta īpašības un nevar būt par pamatu likumiskām līgumattiecībām.