



POLISSAGE AVEC

TWIST™ DIA pour Zircon

Brillance fine en 3 étapes



GROSSIER
PRE-POLISSAGE



MEDIUM
POLISSAGE



FIN
POLISSAGE HAUTE BRILLANCE

LE MOYEN LE PLUS SIMPLE DE CREER UNE BRILLANCE NATURELLE

La forme innovante avec les lamelles de polissage flexibles crée un brillant naturel sur toutes les restaurations en oxyde de zirconne. Peu importe si les surfaces sont planes, convexes ou concaves, les lamelles imprégnées de diamant les polir à un niveau de haute brillance.

BENEFICES

- Torsion de polissage flexible pour affiner tous les types de surfaces dentaires
- Convient parfaitement aux occlusions
- La modélisation de la restauration en zirconne est conservée
- Stérilisable et réutilisable
- Efficacité économique grâce à une durabilité et une réutilisabilité élevées

SCANNEZ POUR
VOIR LA NOTICE



Occlusal



Incisal



Labial



Buccal



Lingual



Appoximal

VITESSES DE ROTATION RECOMMANDEES ET MAXIMALES

Vitesse recommandée : 7.000 – 10.000 min pour Grossier/Medium/Fin

Vitesse maximum : 20.000 rpm

TWIST™ DIA pour Zirconne

Zirconia finishing and polishing system

#1302-IP GROSSIER 14mm (10pcs)

#1305-IP FIN 14mm (10pcs)

#1303-IP MEDIUM 14mm (10pcs)

#1301-IP Introductory Kit 14mm (3pcs)

POLIR LE COMPOSITE AVEC TWIST™ DIA

La forme innovante avec des spirales de polissage flexibles offre divers avantages d'application au dentiste pour d'excellents résultats de polissage. En savoir plus : kuraraynoritake.eu/fr/twist-dia-for-composite

Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous d'avoir lu la notice.

Les spécifications et l'apparence du produit peuvent être modifiées sans préavis. La couleur imprimée peut être légèrement différente de la couleur réelle.

Distribué par :

Kuraray Europe GmbH, BU Medical Products, Philipp-Reis-Str. 4, 65795 Hattersheim am Main, Germany, +49 (0)69-30 535 835, dental.eu@kuraray.com, www.kuraraynoritake.eu



06/2021