

# ALL-IN-ONE: 360° WORKFLOW



oder



### 4.a. Füllung | Universalkomposit

#### CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 UNIVERSAL

- ✓ 1 Farbe für alle Restaurationen im Seitenzahnbereich
- ✓ 2 Farben zur Auswahl für Restaurationen im Frontzahnbereich
- ✓ Kein Opaker oder Blocker erforderlich
- ✓ Hervorragendes Handling
- ✓ Exzellente Polierbarkeit und Glanzbeständigkeit


### 4.b. Füllung | Fließfähige Universalkomposite

#### CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal

- ✓ Zwei Viskositäten für optimales Handling
- ✓ Zwei Farben für alle Restaurationen im Seitenzahn- und Frontzahnbereich
- ✓ Für alle Restorations-Klassen (I bis V)
- ✓ Kein Opaker oder Blocker erforderlich
- ✓ Hervorragendes Handling
- ✓ Exzellente Polierbarkeit und Glanzbeständigkeit



oder



### 5. Politur | Polierer

#### TWIST™ DIA FOR COMPOSITE

- ✓ Wiederverwendbar
- ✓ Autoklavierbar
- ✓ Flexible Polierscheiben
- ✓ Für alle Oberflächen
- ✓ Enthält Diamantpartikel

## DIREKTE RESTAURATION

Schritt für Schritt mit Kuraray Noritake



### 1. Reinigung | Reinigungslösung

#### KATANA™ Cleaner

- ✓ Sicherheitsschritt
- ✓ Reinigung der Oberfläche für sichere Haftung
- ✓ Extra- und intraorale Anwendung, auch im Wurzelkanal, dank seines enthaltenen oberflächenaktiven MDP-Salzes anwendbar

### 2. Ätzen | Phosphorsäure Ätzgel

#### K-ETCHANT Syringe

- ✓ Optimale Konsistenz für Selektive-Schmelz-Ätzung



### 3.a. Bonden | Universaladhäsiv

#### CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

- ✓ Für alle Ätztechniken geeignet
- ✓ Reduziert das Kontaminationsrisiko
- ✓ Neue hydrophile Amid-Monomere
- ✓ Advanced-Rapid-Bond Technologie, ermöglicht die Anwendung ohne Wartezeit
- ✓ Für alle Indikationen: direkte und indirekte Restaurationen, Reparatur, Wurzelstifte, Stumpfaufbau

oder

### 3.b. Bonden | Goldstandard Adhäsiv

#### CLEARFIL™ SE Bond

- ✓ Gold-Standard
- ✓ Dauerhaft dichter Randschluss
- ✓ Breites Indikationsspektrum



• Lesen Sie vor Verwendung dieses Produkts die mit dem Produkt gelieferte Gebrauchsanweisung durch.  
 • Die Spezifikationen und das Erscheinungsbild des Produkts können ohne Vorankündigung geändert werden.  
 • Gedruckte Farben können sich leicht von den tatsächlichen Farben unterscheiden.  
 CLEARFIL™, KATANA™ Zirconia, KATANA™, CLEARFIL MAJESTY™, PANAVIA™, und TEETHMATE™ sind eingetragene Warenzeichen des Unternehmens Kuraray Noritake Dental Inc.  
 TWIST™ DIA for Zirconia wird von der EVE Ernst Vetter GmbH hergestellt und von der Kuraray Europe GmbH vertrieben.  
 VITA classical A1-D4™ Farbschlüssel ist eine Marke der VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Deutschland.

CE 0197  
 CE 1639  
 CE 0483



IHR KONTAKT | EU-IMPORTEUR  
**Kuraray Europe GmbH**  
 BU Medical Products  
 Philipp-Reis-Strasse 4,  
 65795 Hattersheim am Main, Deutschland  
 Telefon +49 (0)69 305 35 835  
 E-Mail dental.de@kuraray.com  
 Website www.kuraraynoritake.eu

**Kuraray Noritake Dental Inc.**  
 1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan  
 Website www.kuraraynoritake.com  
**Kuraray Noritake Dental Inc.**  
 300 Higashiyama, Miyoshi-cho, Miyoshi, Aichi 470-0293, Japan  
 Website www.kuraraynoritake.com  
**EVE Ernst Vetter GmbH**  
 Neureutstr. 6, 75210 Kellern, Deutschland



# INDIREKTE RESTAURATION

Schritt für Schritt mit Kuraray Noritake

## 1. Auswählen des restaurativen Materials | Zirkonoxid-Block

### KATANA™ Zirconia Block

- ✓ Hochästhetisch: Integrierter Farb- und Transluzenzverlauf
- ✓ Stark: 763 MPa
- ✓ Schnell: 15 Minuten fräsen, 18 Minuten sintern\*
- ✓ Breites Farbspektrum
- ✓ Auch für Brücken im molaren Bereich

\* Wenn die Wandstärke kleiner als 6 mm ist, wird trocken fräsen empfohlen. Wir empfehlen ausdrücklich die Verwendung des Trockenfräses für Einzelzahnrestorationen.



## 1. Auswählen des restaurativen Materials | Hochleistungs-Komposit Block

### KATANA™ Avencia Block

- ✓ Überlegene Polierbarkeit und Hochglanzstabilität
- ✓ Abrasionsfest und schonend für den gegenüberliegenden Zahnschmelz
- ✓ Überlegene mechanische Eigenschaft
- ✓ Ihr Material der Wahl für Teilkronen, Inlays, Onlays und Overlays



## 1. Auswählen des restaurativen Materials | Mehrschichtige Zirkonoxid Disk

### KATANA™ Zirconia Ronden

- ✓ Naturgetreue Ergebnisse
- ✓ Breites Indikationsspektrum
- ✓ Mehrschichtiger Aufbau
- ✓ Hohe Qualität



## 2. Reinigung | Reinigungslösung

### KATANA™ Cleaner

- ✓ Sicherheitsschritt
- ✓ Reinigung der Oberfläche für sichere Haftung
- ✓ Extra- und intraorale Anwendung, auch im Wurzelkanal, dank seines enthaltenen oberflächenaktiven MDP-Salzes anwendbar

## 3. Ätzen | Phosphorsäure Ätzgel

### K-ETCHANT Syringe

- ✓ Optimale Konsistenz für Selektive-Schmelz-Ätzung



## 5. Vorbehandlung der Zahnhartsubstanz | Adhäsiv

### PANAVIA™ V5 Tooth Primer

- ✓ Selbsttätzendes Adhäsiv
- ✓ Keine Lichtpolymerisation erforderlich
- ✓ Touch-Cure Technologie

## 4. Vorbehandlung der Restauration | Universal Primer

### CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS

- ✓ Original-MDP + Silan
- ✓ Für alle restaurative Materialien (inkl. Metalle, Zirkonoxid, Silikatkeramik, Hybridkeramik und Komposite)



Optional CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 in Kombination mit PANAVIA™ SA Cement Universal



## 6.a. Befestigung | Selbstadhäsives Befestigungskomposit

### PANAVIA™ SA Cement Universal

- ✓ Für alle Restaurationen ohne Primern
- ✓ Selbsttätzend und selbstadhäsiv
- ✓ Schnell und effizient
- ✓ Ausgezeichnete Überschüsseentfernung



## 6.b. Befestigung | Adhäsives Befestigungskomposit

### PANAVIA™ V5

- ✓ Dualhärtend für alle Restaurationen
- ✓ Beste Haftung und Ästhetik
- ✓ Vorhersehbare Ergebnisse
- ✓ Touch-cure Technology




## 6.c. Befestigung | Der Veneer Spezialist

### PANAVIA™ Veneer LC

- ✓ Lichthärtendes Befestigungskomposit
- ✓ Verarbeitungszeit von 200 Sekunden\*
- ✓ Optimierte Handhabung
- ✓ Hohe Ästhetik
- ✓ Innovative Aushärtungstechnologie

\* Verarbeitungszeit bei Umgebungslicht (8000 Lux.); 200 Sekunden.



## 7. Politur | Polierer

### TWIST™ DIA FOR COMPOSITE / ZIRCONIA

- ✓ Wiederverwendbar
- ✓ Autoklavierbar
- ✓ Flexible Polierscheiben
- ✓ Für alle Oberflächen
- ✓ Enthält Diamantpartikel

# SPECIAL GUESTS

## Stumpfaufbau an vitalen und devitalen Zähnen

### CLEARFIL™ DC Core Plus

- ✓ Einfache und stressfreie Anwendung
- ✓ Dualhärtendes Komposit (Lichthärtend und selbsthärtend)
- ✓ Direkte Applikation durch Automix-Spritze
- ✓ Radioopak



CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 perfekt in Kombination mit CLEARFIL™ DC Core Plus

## Dauerhafte Lösung für sensible Zähne

### TEETHMATE™ DESENSITIZER

- ✓ Unsichtbar
- ✓ Hydroxylapatite Kristalle
- ✓ Dauerhaft
- ✓ Gewebefreundlich
- ✓ Neutraler Geschmack
- ✓ Einfaches Handling



## Kariesdiagnostik

### CARIES DETECTOR

- ✓ Frei von Nebenwirkungen
- ✓ Hilft bei der Erhaltung gesunder Zahnhartsubstanz
- ✓ Färbt Karies veränderte Zahnhartsubstanz bei allen vorbereiteten Maßnahmen in den Kavitäten rot an

