

CEMENTS

Wskazania					Uzupełnienia protetyczne					Tkanki zęba	Tryb polimerizacji		
Korony/ Mosty	Inlays/ Onlays	Licówki	Mosty Maryland	Wkłady koronowo- korzenio- we	Ceramika tlenkowa (tlenek cyrkonu)	Kompozyt/ ceramika hybryd	Ceramika krzemion- kowa	Metale nieślz- achetne	Metale szlachetne (stop złota)		Podwójnie utwardza	Uwalnia fluor	Łatwo usuwa nadmiary **

PANAVIA™ SA CEMENT UNIVERSAL



Szybkie i trwałe cementowanie,
bez dodatkowych primerów.



✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
						zawiera SILAN ★★★★	zawiera SILAN ★★★★			zawiera MDP ★★★★			

PANAVIA™ V5



Jeden cement. Wszystkie wskazania.
Pewność, siła i estetyka.



✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	TOOTH PRIMER potrzebny	✓	✓	✓
		Najlepsza estetyka ★★★★												

PANAVIA™ F 2.0



Sprawdzony klasyk.
Niezawodne połączenie.



✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TOOTH PRIMER potrzebny	✓	✓	



Należy użyć
CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS



Należy użyć
ALLOY PRIMER



Do PANAVII V5 należy
użyć TOOTH PRIMER

Do PANAVII 2.0 należy
użyć ED Primer II

* Dla lepszego rezultatu, można zastosować ALLOY PRIMER.

** Krótkie, dwusekundowe naświetlenie, ułatwia usunięcie nadmiarów cementu. Wymaga późniejszego doświetlenia.

kuraray

CEMENTS

PANAVIA™ SA CEMENT UNIVERSAL



Szybkie i trwałe
cementowanie,
bez dodatkowych
primerów.

● ● ● ● ● Łatwość procedury
● ● ● ● ● Estetyka

- ✓ Jednoetapowe cementowanie w odcinkach bocznych.
- ✓ Bez dodatkowych primerów.
- ✓ Uniwersalny, odpowiedni do wszystkich rodzajów uzupełnień protetycznych.
- ✓ Łatwe usuwanie nadmiaru.
- ✓ Uwalnianie fluoru.
- ✓ Przechowywanie w temperaturze pokojowej.

PANAVIA™ V5



Złoty standard.
Pewność, siła
i estetyka.

● ● ● ● ● Łatwość procedury
● ● ● ● ● Estetyka

- ✓ Najszerszy zakres wskazań, do wszystkich prac w odcinku: przednim i bocznym.
- ✓ Niezawodna szczelność brzeżna.
- ✓ Największe siły łączenia z zębina, szkliwem oraz wszystkimi rodzajami uzupełnień protetycznych.
- ✓ Najbardziej estetyczny spośród dostępnych cementów.
- ✓ Uwalnia fluor.



Będzie Ci potrzebny
TOOTH PRIMER

Noritake

PANAVIA™ F 2.0



Sprawdzony klasyk.
Niezawodne
połączenie.

● ● ● ● ● Łatwość procedury
● ● ● ● ● Estetyka

- ✓ Klasyczny cement kompozytowy.
- ✓ Do wszystkich rekonstrukcji ceramicznych oraz metalowych.
- ✓ Podwójnie i beztlenowo utwardzalny.
- ✓ Uwalnia fluor, z jednoczesnym utrzymaniem wysokiej wytrzymałości mechanicznej.



Będzie Ci potrzebny
ED Primer II

BORN IN JAPAN

Kuraray Europe GmbH, Bu Medical Products, Philipp-Reis-Str. 4, 65795 Hattersheim am Main, Deutschland,
+49 (0)69 - 305 859 80 dental.eu@kuraray.com www.kuraraynoritake.eu