

JUST COLOUR



MADE FOR KATANA™ Zirconia

Effektiv und ausdrucksstark! Jeder Zahn hat seine eigene interne Farbstruktur. Um diese Individualität einfach und effizient auch einer Zirkonoxid-Restauration zu verleihen, gibt es nun Esthetic Colorant! Mit Esthetic Colorant lassen sich die lichteigenschaften natürlichen Zähne von innen heraus imitieren. Ergebnis sind Farbeffekte mit echter Tiefenwirkung. Im Gegensatz zu bekannten Färbeflüssigkeiten oder Infiltrationslösungen handelt es sich um eigens entwickelte Effektlösungen. Esthetic Colorant wurde speziell für die KATANA Zirconia Multi-Layered Produktfamilie geschaffen, um die einzigartigen Rohstoffe und den außerordentlich ästhetischen Farbverlauf in meisterlicher Art und Weise in Szene zu setzen.

EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

- 1 NATURGETREUE ERGEBNISSE**
 Esthetic Colorant wurde speziell für die Materialien der KATANA™ Zirconia Multi-Layered Produktfamilie entwickelt. Es ergänzt die durch den mehrschichtigen Farbverlauf der Rohlinge erzielten Effekte perfekt.
- 2 ERHALT DER FESTIGKEIT VON KATANA™ ZIRCONIA**
 Einige mögen befürchten, dass die Anwendung von Färbeflüssigkeiten negative Auswirkungen auf die Biegefestigkeit von Zirkonoxid haben könnte. Esthetic Colorant wurde jedoch dahingehend optimiert, Festigkeitsverluste weitgehend zu verhindern und den daraus resultierenden Defekten wie Brüchen oder Abplatzungen vorzubeugen.
- 3 KOMPAKTES PORTFOLIO FÜR EINE EINFACHE ANWENDUNG**
 Das Esthetic Colorant-Portfolio besteht aus lediglich sechs Farben, so dass ein einfaches Lagermanagement gegeben ist. Zugleich können alle denkbaren Effekte und Charakteristika vor dem Sintern kontrolliert und präzise nachgebildet werden. Das trägt zu einem harmonischen Erscheinungsbild der Restauration bei. Eindrucksvoll ist auch die Arbeit mit den Sonderfarben WHITE und OPAQUE. Aufgetragen im Kroneninneren lassen sich damit selbst starke Verfärbungen oder Metallabutments optimal maskieren.



Weitere Informationen hier:



LIQUID BRUSH PEN

Für die Applikation von Esthetic Colorant ist der Liquid Brush Pen erhältlich. Dieser Stift erleichtert das Erzielen bestimmter Farbeffekte. Mit ihm lassen sich die Flüssigkeiten kontrollierter auftragen, ohne die Gefahr einer versehentlichen Überdosierung der Flüssigkeit durch Heruntertropfen.





KATANA™ Zirconia Serie

DAS ORIGINAL.

KATANA™ Zirconia YML (Yttria Multi-Layered):

Das neue Zirkonoxid bietet zusätzlich zu dem bewährten mehrschichtigen Farbverlauf einen Transluzenz- sowie Biegefestigkeitsverlauf. Diese innovative Struktur basiert auf einer Kombination neuer Rohmaterialien mit unterschiedlichem Yttriumoxid-Gehalt. Der optimale Allrounder in gewohnter KATANA™ Qualität, mit dem sich Arbeitsprozesse standardisieren, straffen und vereinfachen lassen – ohne Kompromisse bei der Ästhetik.

KATANA™ Zirconia UTML (Ultra Translucent Multi Layered):

Dank seiner natürlichen Transluzenz und Farbabstufung eignen sich diese Zirkon Disks perfekt für Frontzahnrestaurationen und Veneers. Tatsächlich gibt es kaum ein Zirkon mit höherer Transluzenz auf dem Markt.

KATANA™ Zirconia STML (Super Translucent Multi Layered):

Mit STML werden Ihre Vollkontur-Restaurationen, aufgrund der Farb- und zusätzlichen Transluzenz-abstufung besonders natürlich aussehen. Sie erhalten mehr Opazität im Bereich des Zahnhalses und eine erhöhte Transluzenz im Inzisalbereich.

KATANA™ Zirconia HTML Plus* (Multi Layered):

Der Zirkonoxid-Pionier mit natürlicher Farbabstufung eignet sich bestens für große Dentingerüste. Durch seine natürliche Opazität ist es ein idealer Gerüstwerkstoff für die individuelle Verblendung.

*Hinweis: optimierte Version von KATANA™ Zirconia HTML

KATANA™ Zirconia Serie - Einheitliches Sinterprogramm!

