

BEFESTIGUNGSKOMPOSITE
ÜBERSICHT

		Klassifizierung	Mischsystem	Klinische Anwendungsgebiete				
				Kronen/ Brücken	Inlays/ Onlays	Wurzelstifte	Adhäsiv-/ Maryland- brücken	Veneers
PANAVIA™ V5		selbstätzender Primer Kunststoffzement	Automix	✓	✓	✓	✓	✓
PANAVIA™ SA Cement Plus		selbstadhäsiver Kunststoffzement	Automix	✓	✓	✓	✓	
PANAVIA™ F 2.0		selbstätzender Primer Kunststoff- zement	Handmischen	✓	✓	✓	✓	✓
PANAVIA™ 21		selbstätzender Primer Kunststoff- zement	Handmischen	✓	✓		✓	✓

Haftkraft an						Aushärtung				Seitenzahl
Schmelz	Dentin	Metalloxid- keramiken	Silikat- keramiken	Edel- metallen	Nicht- Edel- metallen	Aus- härtungstyp	Anaerob härtend	Mit OXYGUARD	Flourid- abgabe	
✓ 1)	✓ 1)	✓ 3)	✓ 3)	✓ 3)	✓ 3)	dual- härtend			✓	30
✓	✓	✓	✓ 3)	✓	✓	dual- härtend			✓	32
✓ 2)	✓ 2)	✓	✓ 3), 4)	✓ 5)*	✓	dual- härtend	✓	✓	✓	34
✓ 6)	✓ 6)	✓	✓ 3), 4)	✓ 5)*	✓	selbst- härtend	✓	✓		36

1) mit Tooth Primer
2) mit ED PRIMER II
3) mit CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS

4) mit CLEARFIL™ PORCELAIN BOND ACTIVATOR
und CLEARFIL™ SE BOND 2 PRIMER
5) mit ALLOY PRIMER

6) mit ED PRIMER
* Empfehlung